

Nota bezpieczeństwa

Analizatory ABL9

- luki w zabezpieczeniach cybernetycznych

Szanowni Państwo

Firma Radiometer wykryła potencjalną lukę w zabezpieczeniach analizatora ABL9. Prosimy przejść do strony MyRadiometer.com, wybrać opcję „ABL9”, a następnie „Dokumentacja dotycząca cyberbezpieczeństwa”.

W przypadku wykorzystania tej luki osoba atakująca, mająca fizyczny dostęp do analizatora mogłaby ominąć tryb kiosku analizatora i uruchomić *Menedżera zadań* systemu Windows. Atakujący nie będzie w stanie zmienić zaszyfrowanych danych pacjentów i wyników pomiarów, dlatego luka w zabezpieczeniach nie spowoduje niebezpiecznej sytuacji.

Wpływ na bezpieczeństwo pacjentów

Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo pacjentów.

Produkty, których dotyczy problem

Analizatory ABL9 w następujących konfiguracjach:

- Windows 8 i oprogramowanie aplikacyjne w wersji niższej niż 1.5.0
- Windows 10 i oprogramowanie aplikacyjne w wersji niższej niż 1.5.0

ABL9: 57006900063MZ

(UDI = Unique Device Identifier – DI = Device Identifier)

Co należy zrobić

Aby móc dalej korzystać z analizatora, firma Radiometer prosi o zapewnienie, że tylko upoważnione osoby mają fizyczny dostęp do urządzenia.

Dodatkowo prosimy o wypełnienie formularza odpowiedzi zwrotnej (dołączonego do niniejszego pisma) i odesłanie go do przedstawiciela firmy Radiometer w ciągu dwóch tygodni od otrzymania niniejszego pisma (*Formularz prosimy odesłać na adres e-mail: incydenty@radiometer.pl lub do siedziby firmy na adres: Radiometer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa*).

Rozwiązanie zapewnione przez firmę Radiometer

Lokalny przedstawiciel firmy Radiometer skontaktuje się z Państwem w celu wyjaśnienia trwałego rozwiązania i umówienia wizyty w celu wdrożenia go w analizatorze.

Będziemy wdzięczni za pomoc

Jeśli cyberbezpieczeństwo nie należy do zakresu Państwa obowiązków, prosimy o przekazanie niniejszej informacji zespołowi IT.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Radiometer.

Firma Radiometer szczerze przeprasza za niedogodności, jakie może spowodować ta sytuacja.

Z poważaniem,

Radiometer Sp. z o.o.
AL. Jerozolimskie 181A
02-222 Warszawa

Formularz odpowiedzi zwrotnej

Dotyczy:

Luki w zabezpieczeniach cybernetycznych

☐ Otrzymałem pismo informacyjne dla klientów i potwierdzam, że:

☐ Tylko upoważnione osoby mają fizyczny dostęp do analizatora.

Ponadto:

☐ Nie mam żadnych analizatorów podłączonych do sieci.

Lub

☐ Mam analizatory podłączone do sieci i mogę potwierdzić, że:

☐ Sieć jest bezpieczna, a dostęp do niej odbywa się zgodnie z najlepszymi praktykami.

Lub

☐ Wymagania sieciowe nie są spełnione, a działania wymagane dla różnych kombinacji analizatorów, wersji systemu Windows i wersji oprogramowania aplikacyjnego zostały wykonane.

Nazwa Szpitala:	
Imię i nazwisko:	
Data:	
Podpis:	
Email:	