

WYTYCZNE

**dotyczące ZLECANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
dla personelu medycznego uprawnionego do pobierania próbek oraz przekazywania do badań diagnostycznych.**

ORGANIZACJA BADAŃ LABORATORYJNYCH

badania wykonuje:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie **Laboratorium Diagnostyki Medycznej**

35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16, tel. 17 8522111, sekretariat.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl

Pracownia w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Mariacka 4, tel. 16 678 88 58, przemysl.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl

Pracownia w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Jezierskiego 39, tel. 13 463 39 23, sanok.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl

Pracownia w Tarnobrzegu 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 5, tel. 15 823 44 10, tarnobrzeg.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl

próbki przyjmowane są przez przeszkolony i uprawniony personel laboratorium:

- szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania próbek dostępne w Punkcie Przyjęcia Próbek w poszczególnych lokalizacjach
- od poniedziałku do piątku
- w innym czasie - po uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium

*próbki materiału biologicznego **nie są pobierane** w WSSE w Rzeszowie, laboratorium wykonuje badania próbek dostarczanych wg niżej zamieszczonych zaleceń:*

- każda próbka dostarczona do laboratorium wraz ze Zleceniem dostępnym na stronie internetowej i powinna być oznakowana wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie standardów jakości dla laboratoriów Dz.U. 2025 poz. 961.
- próbki materiału biologicznego podczas ich przechowywania i transportu powinny być zabezpieczone w zamkniętych probówkach / pojemnikach / opakowaniach zbiorczych, bez możliwości otwarcia.
- każdy materiał biologiczny należy traktować jako potencjalnie **ZAKAŹNY** 
- szczegółowe informacje zawarte są w dołączonej tabeli:

Kierunek badania	Okres pobrania próbki	Sposób pobrania próbki	Warunki przechowywania próbki od czasu pobrania	Warunki transportu próbki	Czas oczekiwania na wynik
BADANIE SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI					
Ocena skuteczności prowadzonych procesów sterylizacji	<i>kontrola procesu sterylizacji:</i> - biologiczny wskaźnik poddany procesowi sterylizacji	biologiczne testy	w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, chronić przed zawilgoceniem lub wg instrukcji producenta testów	do 24 godzin w temperaturze pokojowej	do 14 dni
	<i>kontrola żywotności biologicznych wskaźników:</i> - wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji	biologiczne testy	w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, chronić przed zawilgoceniem lub wg instrukcji producenta testów	w temperaturze pokojowej	do 14 dni

Wytyczne opracowano w Laboratorium Diagnostyki Medycznej WSSE w Rzeszowie na podstawie procedur badawczych, instrukcji producentów testów, wytycznych krajowych ośrodków diagnostyki laboratoryjnej.