



13 marca 2025 r.

PILNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA
Analizator biochemiczny DxC 500 AU

NR KATALOGOWY REF	UDI-DI	Nr seryjny	Wersja oprogramowania
C63519	14987666545058	Patrz Załącznik A	V1.3, V1.4, V1.4.1, V1.4.2, V1.4.3
C63520	14987666545065		

Niepowtarzalny numer rejestracyjny (SRN): US-MF-000010288

Szanowni Klienci firmy Beckman Coulter,

Firma Beckman Coulter przesyła Państwu niniejszy list o podjęciu działań naprawczych dotyczących wymienionego powyżej produktu. Informacje o produktach, których dotyczy problem, zostały podane w Załączniku B. List zawiera ważne informacje, które wymagają Państwa natychmiastowej uwagi.

PROBLEM:	Firma Beckman Coulter ustaliła, że w podanych poniżej przypadkach analizator biochemiczny DxC 500 AU może przypisać wynik badania do nieprawidłowego identyfikatora ID próbki. Po umieszczeniu próbki z kodem kreskowym (próbka A) w analizatorze biochemicznym DxC 500 AU wszystkie badania zlecone dla tej próbki zostaną przypisane (i zablokowane) do określonej pozycji tej próbki w analizatorze (na przykład do określonej pozycji w statywie DxLab lub pozycji w stoliku STAT), aż do momentu zakończenia lub anulowania wszystkich oznaczeń zleconych dla tej próbki. Problem może wystąpić, jeśli z jakiegokolwiek powodu wszystkie badania zlecone dla tej próbki (próbka A) nie zostaną zakończone lub pozostaną "W toku", a operator spróbuje przeanalizować drugą próbkę z kodem kreskowym (próbka B) w tej samej pozycji w statywie lub w stoliku STAT. Jeśli kod kreskowy próbki B nie zostanie pomyślnie zeskanowany przez analizator lub jeśli próbka nie ma etykiety kodu kreskowego, analizator założy, że ponownie została załadowana próbka, która wcześniej zajmowała tę pozycję (próbka A). Analizator zakończy oznaczenia dla próbki B raportując je błędnie jako wyniki dla próbki A. Dla próbki B nie zostaną zaraportowane żadne wyniki. Problem ten nie występuje, jeśli kody kreskowe wszystkich próbek zostaną pomyślnie zeskanowane i odczytane lub jeśli badania dla pierwszej próbki z kodem kreskowym (próbka A) zostaną zakończone.
-----------------	---



WPŁYW NA WYNIKI:	Jak opisano w rozdziale Przetwarzanie próbek w Instrukcji użycia DxC 500 AU, jeśli analizator nie może przeprowadzić oznaczeń z powodu braku lub przeterminowania odczynników, materiałów eksploatacyjnych lub kalibracji, lub wystąpienia problemu z umieszczeniem próbek w statywach, system generuje zdarzenie na stronie <i>Sample Events</i> (Zdarzenia próbki). Jeśli wystąpi problem, który wpłynie na zakończenie oznaczeń dla próbki, zostanie wygenerowane zdarzenie dla próbki widoczne w Zdarzeniach próbki oraz będzie ono widoczne na liście próbek na stronie Lista próbek – <i>Sample List</i>. Jeśli zdarzenia dla próbek i/lub lista próbek nie są przeglądane przez operatora w czasie rzeczywistym, gdy zdarzenie jest generowane przez analizator, albo są przeglądane przez operatora po zakończeniu oznaczeń i przejściu analizatora do trybu gotowości ORAZ wystąpi zdarzenie opisane powyżej w części "Problem", może to prowadzić do uzyskania wyników fałszywie dodatnich/wysokich, fałszywie ujemnych/niskich lub opóźnień w wydawaniu wyników badań.
DZIAŁANIE:	- Firma Beckman Coulter zaleca przegląd i weryfikację procedur związanych z pracą laboratorium, procedurą etykietowania próbek kodami kreskowymi, jakości stosowanych etykiet kodów kreskowych oraz pozycjonowania próbek, w celu określenia wpływu opisywanego zdarzenia. Prosimy o przekazanie treści tego listu zespołowi pracującemu w Państwa laboratorium i/lub dyrektorowi medycznemu. - Najnowsze dostępne oprogramowanie (oprogramowanie w wersji V1.4.3) zapewnia ulepszone informacje o zdarzeniach dotyczących próbek i raportowanie w czasie rzeczywistym, identyfikując konkretną lokalizację próbki z badaniami, które nie zostały zakończone. Nowe oprogramowanie będzie pomocne w zarządzaniu opisywanym problemem. - W przypadku systemów z oprogramowaniem w wersji V1.3, V1.4, V1.4.1 lub V1.4.2 należy skontaktować się z Działem Serwisu firmy Beckman Coulter w celu zaplanowania aktualizacji oprogramowania do wersji V1.4.3. Aby sprawdzić wersję oprogramowania, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie Wyświetlanie informacji o wersji analizatora – <i>Viewing Analyzer Version Information</i> – w Instrukcji Użytkownika. Wyświetlanie informacji o wersji analizatora Można wyświetlić informacje o aktualnej wersji oprogramowania i sprzętu w analizatorze. - Wybierz opcję Menu (Menu) > About (Informacje o). Analizator wyświetli okno dialogowe About (Informacje o) z numerem wersji oprogramowania i numerami telefonów do serwisu i przedstawicieli handlowych. - Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami wybierz opcję Details (Szczeg.). Analizator wyświetli okno dialogowe Product Version (Wersja produktu) z informacjami o wersji dotyczącymi podsystemów programowych i wersji IFU zawartej w Pomocy dla systemu. - Aby wyjść z danego okna dialogowego, wybierz X (X) w prawym górnym rogu okna dialogowego.



DZIAŁANIE, c.d.:	• Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami podanymi w znajdującym się poniżej Załączniku A Job Aid, które pozwalają zapobiec występowaniu problemu opisanego w punkcie "Problem". Załącznik A Job Aid opisuje sposób korzystania z Listy próbek w celu zarządzania próbkami, dla których oznaczenia nie zostały zakończone. Nie ma potrzeby ponownej weryfikacji, na przykład przeprowadzania badań precyzji.
POSTANOWIENIE:	• Firma Beckman Coulter pracuje nad implementacją rozwiązania problemu w kolejnej wersji oprogramowania. • Przedstawiciel Działu Serwisu firmy Beckman Coulter skontaktuje się z Państwem w celu zaplanowania aktualizacji oprogramowania, gdy tylko będzie dostępna.

O powyższej akcji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu został powiadomiony właściwy Urząd.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji zespołowi pracującemu w Państwa laboratorium oraz zachowanie tego powiadomienia, jako części dokumentacji systemu zapewnienia jakości. W przypadku przekazania do innego laboratorium jakiegokolwiek produktu, którego dotyczy powyższa informacja, prosimy również o przekazanie kopii niniejszego listu do tego laboratorium.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego formularza odpowiedzi w ciągu 10 dni, abyśmy mieli pewność, że otrzymali Państwo powyższą informację.

W przypadku pytań lub uwag związanych z niniejszym powiadomieniem dotyczącym produktu prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Beckman Coulter.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane przez opisany tu problem w Państwa laboratoriach.

Z poważaniem

Signed by:

 Anna Kozłinska
 Signer Name: Anna Kozłinska
 Signing Reason: I approve this document
 Signing Time: 19-Mar-2025 | 2:10:08 AM PDT

Anna Kozłinska 7D46EDA6928D6B5728B582
 Senior Quality & Regulatory Affairs Representative
 Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.

W załączeniu: Formularz odpowiedzi.

© 2025 Beckman Coulter. Wszelkie prawa zastrzeżone. Beckman Coulter, stylizowane logo oraz wymienione tu znaki towarowe i znaki usług Beckman Coulter są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Beckman Coulter, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Załącznik A: DxC 500 AU Job Aid:

Zarządzanie próbkami ze statusem "Presented", które nie znajdują się na pokładzie analizatora

Gdy próbka zostanie umieszczona w analizatorze w celu przetworzenia i spełni warunki wstępnej kontroli (wystarczająca ilość materiałów eksploatacyjnych i odczynników oraz prawidłowe kalibracje) niezbędne do ukończenia wszystkich zleconych oznaczeń, próbce na Liście próbek (*Sample List*) będą nadawane kolejno następujące statusy:

- **Presented** (*Zaprezentowano*): analizator zidentyfikował zlecenie dla prezentowanej próbki(ek) i czeka na aspirację próbki.
- **In Progress** (*W toku*): analizator rozpoczął aspirację próbki.
- **Completed** (*Ukończono*): analizator zakończył przetwarzanie próbki i nie ma żadnych oczekujących badań ze statusem "**Ordered**" (*Zlecono*) w zleceniu dla próbki.

Jeśli dla próbki istnieją zlecone badania, które nie zostały wykonane z powodu niespełnienia warunków kontroli wstępnej (niewystarczająca ilość materiałów eksploatacyjnych, odczynników, lub nieudana kalibracja), próbka pozostanie w statusie "Presented" (*Zaprezentowano*) na liście próbek przez nieokreślony czas, nawet po przejściu analizatora do stanu Running (*Standby*) – Gotowość. Próbka o statusie "Presented" (*Zaprezentowana*) zostanie wówczas przypisana do statywu i pozycji lub pozycji w stoliku STAT, dopóki nie zostanie podjęte działanie w celu zakończenia lub anulowania oczekujących zleceń dla próbki o statusie "Presented".

W przypadku próbek pozostających na Liście próbek w statusie "Presented" (*Zaprezentowano*) należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Zidentyfikować i rozwiązać przyczyny nieudanej kontroli wstępnej (dodać brakujący materiał eksploatacyjny lub odczynnik, skalibrować test itp.) i ponownie załadować i uruchomić oznaczenie próbki w tej samej lokalizacji i pozycji (stolik STAT lub statyw DxLAB), w której znajdowała się pierwotnie.
- Anulować zlecone badania dla próbki ze statusem "Presented" (*Zaprezentowano*) za pomocą funkcji **Cancel Test** (*Anuluj testy*).

Poniższa procedura pokazuje jak:

- Zarządzać próbkami o statusie "Presented" (*Zaprezentowano*) znajdującymi się w statywach DxLAB
- Zarządzać próbkami o statusie "Presented" (*Zaprezentowano*) znajdującymi się w stoliku STAT
- Anulować zlecone oznaczenia dla próbek o statusie "Presented" (*Zaprezentowano*)



**Zarządzanie próbkami o statusie "Presented" (Zaprezentowano)
znajdującymi się w statywach DxLAB**

Krok	Opis	Działania
1	Potwierdzenie statusu próbki	a. Na stronie głównej Home wybrać Lista próbek – Sample List. b. W lewym górnym rogu wybrać Aktywne – Active. Zostaną wyświetlone próbki o statusie "In Progress" (<i>W toku</i>) lub "Presented" (<i>Zaprezentowano</i>). c. Potwierdzić, że próbka ma status "Presented" (<i>Zaprezentowano</i>).
2	Potwierdzenie statusu statywu (oprogramowanie w wersji 1.4.3 i wyższej)	a. Wybrać Menu > Advanced (Zaawansowane) > Sample Racks (statyw z próbkami). b. Wybrać Offboard (<i>poza analizatorem</i>) lub Onboard (<i>na pokładzie</i>) aby sprawdzić lokalizację statywu. Statyw musi znajdować się w lokalizacji Offboard (<i>poza analizatorem</i>).  Aby zakończyć przetwarzanie próbki o statusie "Presented", próbka musi zostać ponownie załadowana do analizatora w tym samym statywie i na tej samej pozycji, w której znajdowała się pierwotnie.
3	Potwierdzenie stanu próbki	a. Upewnić się, że objętość próbki jest wystarczająca do wykonania wszystkich zleconych oznaczeń. b. Upewnić się, że typ próbki (materiał) jest właściwy dla testu (testów). c. Sprawdzić, czy próbka nie wyparowała. d. Sprawdzić, czy etykieta z kodem kreskowym na próbówce znajduje się w odpowiednim miejscu, jest widoczna przez szczelinę w statywie i nie jest uszkodzona. e. Sprawdzić, czy do oznaczenia używany jest prawidłowy typ próbki oraz właściwy statyw i pozycja w statywie. f. Sprawdzić, czy kalibracje są udane i nieprzetknięte g. Sprawdzić, czy dostępna jest wystarczająca ilość odczynników.
4	Zakończenie przetwarzania próbki	a. Umieścić statyw w podajniku próbek. b. Zamknąć drzwi podajnika próbek. Analizator rozpocznie przetwarzanie próbki.  Po ponownym załadowaniu i uruchomieniu oznaczeń należy potwierdzić status próbki Completed (Ukończono) na Liście próbek, w opcji All (wszystkie),



**Zarządzanie próbkami o statusie "Presented" (Zaprezentowano)
znajdującymi się w obszarze stolika STAT**

Krok	Opis	Działania
1	Potwierdzenie statusu próbki	a. Na stronie głównej Home wybrać Lista próbek – Sample List. b. W lewym górnym rogu wybrać Aktywne – Active. Zostaną wyświetlone próbki o statusie "In Progress" (<i>W toku</i>) lub "Presented" (<i>Zaprezentowano</i>). c. Potwierdzić, że próbka wyświetla "STAT" w kolumnie statywu "Rack" i ma status "Presented" (<i>Zaprezentowano</i>) w kolumnie statusu – Status.  Aby zakończyć przetwarzanie próbki o statusie "Presented", próbka musi zostać ponownie umieszczona w analizatorze w obszarze stolika STAT na tej samej pozycji, w której znajdowała się pierwotnie.
2	Potwierdzenie stanu próbki	a. Upewnić się, że objętość próbki jest wystarczająca do wykonania wszystkich zleconych oznaczeń. b. Upewnić się, że typ próbki (materiał) jest właściwy dla testu (testów). c. Sprawdzić, czy próbka nie wyparowała. d. Sprawdzić, czy etykieta z kodem kreskowym na próbówce znajduje się w odpowiednim miejscu, nie jest uszkodzona i jest skierowana na zewnątrz stolika STAT. e. Sprawdzić, czy do oznaczenia używany jest prawidłowy typ próbki oraz właściwa pozycja w stoliku STAT. f. Sprawdzić, czy kalibracje zostały są udane i nieprzeterminowane. g. Sprawdzić, czy dostępna jest wystarczająca ilość odczynników.
3	Zakończenie przetwarzania próbki	a. Umieścić próbkę w odpowiedniej pozycji w obszarze stolika STAT, zgodnie z Listą próbek. b. Zamknąć pokrywę stolika STAT. c. Nacisnąć przycisk START na pasku stanu STAT Table (Stolik STAT), a następnie wybrać opcję Start STAT (uruchomić STAT). Analizator sprawdzi stolik STAT i rozpocznie przetwarzanie próbki.  Po ponownym załadowaniu i uruchomieniu oznaczeń należy potwierdzić status próbki Completed (Ukończono) na Liście próbek, w opcji All (wszystkie)



Anulowanie zleconych oznaczeń dla próbek o statusie "Presented" (Zaprezentowano)

Jeśli nie można spełnić warunków kontroli wstępnej i ponownie załadować oraz uruchomić oznaczenia oczekujących testów, aby zakończyć procedurę oznaczania próbki, można anulować oznaczenia próbki o statusie "Presented" (*Zaprezentowano*).



Podczas anulowania oznaczeń analizator musi znajdować się w stanie Running (*Standby*) – Gotowość. Funkcja **Cancel Test** (*Anuluj testy*) powinna być używana wyłącznie w przypadku próbek, które pozostają w statusie "Presented" (*Zaprezentowano*).

Krok	Opis	Działania
1	Anulowanie oznaczeń (oprogramowanie wersji 1.4.3 i wyższych)	- Wybrać Menu > Advanced (<i>Zaawansowane</i>) > Cancel Tests (<i>Anuluj testy</i>). - Wybrać odpowiednią próbkę: Patient (<i>pacjent</i>), Calibration (<i>kalibracja</i>) lub QC.  Wykonanie tej procedury spowoduje anulowanie oznaczeń wszystkich próbek wybranego rodzaju, mających status "Presented" (<i>Zaprezentowano</i>). - Sprawdzić, czy analizator jest w stanie Running (<i>Standby</i>) – Gotowość. - Wybrać opcję Cancel Test (<i>Anuluj testy</i>). - Wyświetlić status próbek na liście próbek – <i>Sample List</i> aby potwierdzić, że nie mają już statusu "Presented" (<i>Zaprezentowano</i>).

**Załącznik B: Numery seryjne analizatorów, których dotyczy problem**

Nr katalogowy	Numer seryjny
C63520	2024010028
C63520	2024060085
C63520	2024070116
C63520	2024080159
C63520	2023070009
C63520	2024070134
C63520	2024090172
C63520	2024090199
C63520	2023110023
C63520	2024010024
C63520	2024010025
C63520	2024080150
C63520	2024080152
C63520	2024080161
C63520	2024090163
C63520	2024090165
C63520	2024090167
C63520	2024060077
C63520	2024060082
C63520	2024100209
C63520	2024090197
C63520	2024010038
C63520	2024050066
C63520	2024010035
C63520	2024050072
C63520	2024040056
C63520	2024030049
C63520	2024020046
C63520	2024070111
C63520	2024030051
C63520	2024030052
C63520	2024010033
C63520	2024100215
C63520	2023090015



Nr katalogowy	Numer seryjny
C63520	2024100222
C63520	2024100224
C63520	2024060103
C63520	2024060104
C63520	2024100207
C63519	2024060094
C63519	2024070114
C63520	2024060101
C63520	2024010029
C63520	2024100228
C63520	2024080146
C63520	2024080138
C63520	2024080145
C63520	2024060107
C63520	2024070113
C63520	2024090177
C63520	2024090179
C63520	2023080012
C63520	2024050068
C63520	2024040060
C63520	2024050074
C63520	2024020045
C63520	2024070128
C63520	2024070119
C63520	2024070115
C63520	2024020042
C63520	2024070120
C63520	2024070121
C63520	2024070123
C63520	2024070124
C63520	2024070125
C63520	2024070126
C63520	2024040062
C63520	2024010027
C63520	2024080148
C63520	2024010032



Nr katalogowy	Numer seryjny
C63520	2024090181
C63520	2024010031
C63520	2024100226
C63520	2024020043
C63520	2024060099
C63520	2024010030
C63520	2024090176
C63520	2024090190
C63520	2024080141
C63520	2024040063
C63520	2024020047
C63520	2024060096
C63520	2024040059
C63520	2024060088
C63520	2024060075
C63520	2024060106
C63520	2024100230
C63519	2024090174
C63520	2025010246
C63520	2023100019
C63520	2024070109
C63520	2024080139
C63520	2024080142
C63520	2024070108
C63519	2024090170
C63520	2024030053
C63520	2024090185
C63520	2024080149
C63520	2024070136
C63520	2024090188
C63520	2024010034
C63520	2024070127
C63520	2023070010
C63520	2024070129
C63520	2024070130
C63520	2024080157



Nr katalogowy	Numer seryjny
C63520	2024100205
C63520	2025010248
C63520	2024020041
C63520	2024100217
C63520	2024100219
C63520	2024030055
C63520	2024090183
C63520	2023060005
C63519	2024070118
C63520	2024010036
C63520	2024010037
C63520	2024070132
C63520	2024070131
C63520	2023100020
C63520	2024090192
C63520	2024090194
C63520	2024080153
C63520	2024080155
C63520	2024060102
C63520	2024100214
C63520	2025010250
C63520	2024050064
C63520	2024050070
C63520	2024100212
C63520	2024090195
C63520	2023090016
C63520	2023110022
C63520	2024070110
C63520	2024100201
C63520	2024080144

FORMULARZ ODPOWIEDZI
Analizator biochemiczny DxC 500 AU

NR KATALOGOWY REF	UDI-DI	Nr seryjny	Wersja oprogramowania
C63519	14987666545058	Patrz Załącznik A	V1.3, V1.4, V1.4.1, V1.4.2, V1.4.3
C63520	14987666545065		

Należy zaznaczyć właściwe pole wyboru poniżej:

- ☐ Przeczytałam/łem i zrozumiałam/łem informacje zawarte w załączonym powiadomieniu przesłanym przez firmę Beckman Coulter. Właściwi pracownicy zostali poinformowani o jej treści oraz o podjęciu odpowiednich działań w niej wskazanych. Notatka bezpieczeństwa zostanie zachowana jako część dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości.

lub:

- ☐ Nie posiadamy tego produktu. Przeczytałam/łem i zrozumiałam/łem informacje zawarte w załączonym powiadomieniu firmy Beckman Coulter i zachowałem ten zapis jako część dokumentacji naszego laboratoryjnego systemu jakości.

Nazwa Podmiotu/Pieczeńć:

Miejscowość: _____

Podpis: _____

Data: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

e-mail: _____

telefon: _____

Nr klienta Beckman Coulter: _____

Prosimy o wysłanie niniejszego formularza:

- Poczta e-mail: regulatory@beckman.com
lub
- Faksem na numer: 22 227 04 14



Beckman Coulter dokonuje aktualizacji listy adresowej swoich Klientów na potrzeby zawiadomień dotyczących bezpieczeństwa produktów. Jeżeli informacje kontaktowe widniejące na skierowanym do Państwa zawiadomieniu są niepoprawne, prosimy o ich aktualizację:

Nazwa Podmiotu: _____

Imię i nazwisko: _____

Tytuł/Stanoisko: _____

Nr telefonu: _____

Adres email: _____

Podpis: _____

Data: _____

Załącznik A

Nr katalogowy	Numer seryjny	Nr katalogowy	Numer seryjny
C63520	2024010028	C63520	2024060103
C63520	2024060085	C63520	2024060104
C63520	2024070116	C63520	2024100207
C63520	2024080159	C63519	2024060094
C63520	2023070009	C63519	2024070114
C63520	2024070134	C63520	2024030054
C63520	2024090172	C63520	2024060101
C63520	2024090199	C63520	2024010029
C63520	2024010026	C63520	2024100228
C63520	2023110023	C63520	2024080146
C63520	2024010024	C63520	2024080138
C63520	2024010025	C63520	2024080145
C63520	2024080150	C63520	2024060107
C63520	2024080152	C63520	2024070113
C63520	2024080161	C63520	2024090177
C63520	2024090163	C63520	2024090179
C63520	2024090165	C63520	2023080012
C63520	2024090167	C63520	2024050068
C63520	2024060077	C63520	2024040060
C63520	2024060082	C63520	2024050074
C63520	2024100209	C63520	2024020045
C63520	2024090197	C63520	2024070128
C63520	2023080011	C63520	2024070119
C63520	2024010038	C63520	2024070115
C63520	2024050066	C63520	2024020042
C63520	2024010035	C63520	2024070120
C63520	2024050072	C63520	2024070121
C63520	2024040056	C63520	2024070123
C63520	2024030049	C63520	2024070124
C63520	2024020039	C63520	2024070125
C63520	2024020040	C63520	2024070126
C63520	2024020046	C63520	2024040062
C63520	2024070111	C63520	2024010027
C63520	2024030051	C63520	2024080148
C63520	2024030052	C63520	2024010032
C63520	2024010033	C63520	2024090181
C63520	2024100215	C63520	2024010031
C63520	2024100203	C63520	2024100226
C63520	2023090015	C63520	2024020043
C63520	2024100222	C63520	2024060099
C63520	2024100224	C63520	2024010030
Nr katalogowy	Numer seryjny	Nr katalogowy	Numer seryjny



C63520	2024090176	C63520	2024010036
C63520	2024090190	C63520	2024010037
C63520	2024080141	C63520	2024070132
C63520	2024040063	C63520	2024070131
C63520	2024020047	C63520	2023100020
C63520	2024060096	C63520	2024090192
C63520	2024040059	C63520	2024090194
C63520	2024060088	C63520	2024080153
C63520	2024060075	C63520	2024080155
C63520	2024060106	C63520	2024060102
C63520	2024100230	C63520	2024100214
C63519	2024090174	C63520	2025010250
C63520	2025010246	C63520	2024050064
C63520	2023100019	C63520	2024050070
C63520	2024070109	C63520	2024100212
C63520	2024080139	C63520	2024090195
C63520	2024080142	C63520	2023090016
C63520	2024070108	C63520	2023100018
C63519	2024090170	C63520	2023110022
C63520	2024030053	C63520	2024070110
C63520	2024090185	C63520	2024100201
C63520	2024080149	C63520	2024080144
C63520	2024070136		
C63520	2024090188		
C63520	2024010034		
C63520	2024070127		
C63520	2023070010		
C63520	2024070129		
C63520	2024070130		
C63520	2024080157		
C63520	2024100205		
C63520	2025010248		
C63520	2024020041		
C63520	2024100217		
C63520	2024100219		
C63520	2024030055		
C63520	2024090183		
C63520	2023060005		
C63519	2024070118		