

The logo consists of the word "DISOP" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid blue square.

Pilna informacja dotycząca bezpieczeństwa produktu

FSN_2025_01_Klienci

Wycofanie wyrobu medycznego
System dezynfekujący z nadtlenkiem wodoru 3%
Niektóre tabletki neutralizujące w systemie nadtlenkowym mogą nieprawidłowo neutralizować roztwór

Data: 12 czerwca 2025 r.
Firma: DISOP S.A.
SRN: ES-MF-000001769

Szanowni Państwo,

celem niniejszego pisma jest poinformowanie Państwa, że firma DISOP podjęła decyzję o dobrowolnym wycofaniu wybranych partii* systemu dezynfekcji z nadtlenkiem wodoru One Step (Hidro Health H2O2 oraz marki własne) do soczewek kontaktowych z tabletkami neutralizującymi i wskaźnikiem koloru, przeznaczonego do codziennego czyszczenia i dezynfekcji soczewek kontaktowych (konwencjonalnych, jednorazowych, silikonowo-hydrożelowych oraz sztywnych gazoprzepuszczalnych – RGP).

***Prosimy o sprawdzenie nazw marek, numerów referencyjnych produktów oraz numerów partii objętych wycofaniem, które znajdują się w Załączniku 1 niniejszego zawiadomienia.**

Powód wycofania produktu

Firma DISOP przeprowadziła dochodzenie w odpowiedzi na szereg skarg od użytkowników końcowych, którzy zgłosili wystąpienie objawów takich jak pieczenie, zaczerwienienie, stan zapalny, swędzenie, przekrwienie, zamazane widzenie oraz ból po użyciu produktu.

Zgodnie z dotychczasowym dochodzeniem przeprowadzonym przez firmę DISOP niektóre tabletki neutralizujące stosowane w systemie mogą nie rozpuszczać się we właściwym czasie, w związku z czym nie neutralizują całkowicie mieszanki nadtlenu wodoru.

Taka sytuacja może powodować podrażnienie oczu, ból, stan zapalny i/lub zaczerwienienie, jeśli resztki roztworu, które nie zostały całkowicie zneutralizowane przez te tabletki, wejdą w kontakt z powierzchnią oka przez soczewkę kontaktową, co może prowadzić do zapalenia rogówki, zapalenia powiek, przekrwienia spojówek lub innych uszkodzeń, takich jak oparzenia. Firma DISOP obecnie prowadzi dochodzenie w sprawie pierwotnej przyczyny tych incydentów.



Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych produktów jest dla nas najwyższym priorytetem i chociaż nie zgłoszono poważnych incydentów z trwałymi obrażeniami, w ramach przyjętego środka zapobiegawczego podjęliśmy decyzję o dobrowolnym wycofaniu niektórych partii systemu z nadtlenkiem wodoru.

Działania, które należy podjąć

Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszą pilną informacją dotyczącą bezpieczeństwa produktu i poinformować wszystkich odpowiednich pracowników w Państwa organizacji, którzy powinni wiedzieć o wycofaniu produktu.

a) Działania, które należy podjąć w odniesieniu do produktu, który znajduje się nadal w Państwa posiadaniu (na półce lub w magazynie)

Sprawdzić stan magazynowy i zlokalizować partie do wycofania zgodnie z Załącznikiem I, weryfikując numer partii na opakowaniu*. Odseparować produkt i umieścić go w kwarantannie (butelka nadtlenku wodoru, pojemnik na soczewki i tabletki neutralizujące). Nie używać. Oczekiwać na przekazanie przez nas szczegółowych instrukcji dotyczących fizycznego zwrotu produktu objętego wycofaniem.

*Numer partii znajduje się na spodzie kartonu, jak pokazano na poniższych zdjęciach:



b) Działania, które należy podjąć w odniesieniu do produktów, które zostały już dystrybuowane.

Jeśli są Państwo dystrybutorem, który dostarczył produkt objęty wycofaniem innym dystrybutorom lub ośrodkom, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745, artykuł 14, sekcja 4, prosimy o przekazanie niniejszej pilnej informacji dotyczącej bezpieczeństwa produktu Państwa klientom.

Jeśli produkt objęty wycofaniem został dystrybuowany do użytkowników końcowych, prosimy o przekazanie im niniejszej pilnej informacji dotyczącej bezpieczeństwa produktu oraz poinformowanie ich o działaniach, które powinni podjąć, w tym o konieczności monitorowania objawów i skonsultowania się ze specjalistą ds. zdrowia oczu.

Do niniejszego zawiadomienia dołączono pismo dla użytkownika końcowego, które należy wysłać do osób, które kupiły ten produkt. Użytkownicy końcowi muszą

The logo consists of a solid blue square with the word "DISOP" written in white, bold, sans-serif capital letters in the center.

poinformować Państwa (jako dystrybutora lub sprzedawcę), czy posiadają jakiekolwiek produkty objęte wycofaniem, a także zwrócić je do Państwa placówek.

Po zakończeniu działań skontaktujemy się z Państwem poprzez zewnętrzną firmę, Sedgwick Group, w celu ustalenia szczegółów dotyczących odbioru produktu.

Prosimy o potwierdzenie, że Państwa organizacja otrzymała niniejszą pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa produktu i przekazała ją wszystkim odpowiednim stronom, poprzez wypełnienie załączonego FORMULARZA POTWIERDZENIA ODBIORU i wysłanie go drogą mailową na adres DisopPeroxide@Sedgwick.com najpóźniej do **30 lipca 2025 r.**

Doceniamy Państwa współpracę w zakresie przesłania wypełnionego FORMULARZA POTWIERDZENIA ODBIORU. Jest to bardzo ważne w kontekście zapewnienia zgodności z przepisami oraz upewnienia nas, że otrzymali Państwo nasze instrukcje i je zastosowali.

Prosimy również o zgłaszanie wszelkich incydentów związanych z produktem, ponieważ będą one kluczowe w naszym dochodzeniu.


Firma DISOP przeprasza za niedogodności związane z wycofaniem produktu i dziękuje za współpracę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma DISOP przekazuje informację wszystkim odpowiednim organom kompetentnym na rynkach, których dotyczy sprawa.

Jeśli mają Państwo pytania, potrzebują wyjaśnień lub chcą zgłosić skargę lub incydent związany z produktem objętym wycofaniem, prosimy o kontakt pod adresem DisopPeroxide@Sedgwick.com.

Prosimy o zachowanie niniejszego pisma w miejscu, w którym przechowywana jest informacja o produkcie, oraz zadbanie o to, aby zostało ono udostępnione wszystkim odpowiednim pracownikom w Państwa organizacji.

Z poważaniem

Firmado por:

D9163D474DC6468...

María Paños Correas

Responsable del Cumplimiento Normativo (PRRC)
DISOP S.A.



Pilna informacja dotycząca bezpieczeństwa produktu

FSN_2025_01 FORMULARZ POTWIERDZENIA ODBIORU

Wycofanie wyrobu medycznego
System dezynfekujący z nadtlenkiem wodoru 3%
Niektóre tabletki neutralizujące w systemie nadtlenkowym mogą nieprawidłowo neutralizować roztwór

Instrukcje:

- Prosimy wypełnić i odesłać niniejszy formularz na adres DisopPeroxide@Sedgwick.com w najszybszym możliwym terminie, nie później niż do 30 lipca 2025 r. Wypełniając ten formularz, potwierdzają Państwo, że otrzymali Państwo niniejszą pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa produktu, rozumieją Państwo problem oraz wiedzą Państwo, jakie działania należy podjąć.
- Sprawdzić stan na półce lub w magazynie, umieścić produkt w kwarantannie i podać informacje o produkcie w tabeli poniżej.

INFORMACJE O PRODUKCIE	
IŁOŚĆ DOSTĘPNEGO PRODUKTU (SZTUKI)	
PARTIA	
ZWROT LUB WYMIANA (zwrócone sztuki)	
DANE KONTAKTOWE	
OSOBA (Imię i nazwisko):	
FIRMA	
TELEFON	
ADRES E-MAIL	
PEŁNY ADRES do odbioru produktu	
PREFEROWANE GODZINY	

- Powiadomić wszystkich odpowiednich pracowników w Państwa organizacji, którzy powinni zapoznać się z niniejszą informacją, oraz inne strony, którym dystrybuowano produkt objęty wycofaniem.
- Powiadomić użytkowników, których dotyczy sprawa.

[] Potwierdzamy, że otrzymaliśmy załączony dokument „Pilna informacja dotycząca bezpieczeństwa produktu” i zrozumieliśmy jego treść.

[] Potwierdzamy, że informacja została przekazana wszystkim stronom, które otrzymały produkt objęty wycofaniem.

The logo consists of a dark blue square with the word "DISOP" in white, bold, sans-serif capital letters.

[] Potwierdzamy, że informacje zawarte w niniejszym piśmie zostały odpowiednio rozdyskrybuowane do wszystkich użytkowników produktu objętego wycofaniem.

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ten formularz:

Podpis:

Stanowisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Data (DD/MMM/RRRR):

Ważne, aby Państwa organizacja potwierdziła otrzymanie niniejszej informacji. Państwa odpowiedź jest dowodem, który jest wymagany do kontynuowania działań związanych z wycofaniem produktu objętego niniejszą pilną informacją dotyczącą bezpieczeństwa produktu.

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na adres DisopPeroxide@Sedgwick.com.

		ZAŁĄCZNIK 1	Wersja 2
		Lista partii, których dotyczy problem	12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
41453	Acctua Comfort peróxido 360 ml + 36 comp	N-2433	2025-07
64106	Acuacare One Step T 360 ml + 36 comp	N-2661	2025-07
62798	Acuacare One Step T 360 ml + 36 comp	P-1387	2026-03
63801	Acuacare One Step T 60 ml + 6 comp	N-2650	2025-07
62936	Acuacare One Step T 60 ml + 6 comp	P-499	2025-11
41592	Acuacare One Step T 60 ml + 6 comp	P-462	2025-11
64267	Acuacare One Step T 60 ml + 6 comp	P-3236	2026-09
64106	Acuacare One Step T 60 ml + 6 comp	P-3256	2026-09
41572	Acuacare One Step T 60 ml + 6 comp	P-1524	2026-03
62798	Acuacare One Step T 60 ml + 6 comp	R-881	2027-01
41652	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	N-2664	2025-07
41679	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	N-2736	2025-07
61728	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	N-2923	2025-07
41572	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	N-2934	2025-07
63801	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-679	2025-12
41572	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-858	2025-12
64106	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-1383	2026-02
62798	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-1465	2026-03
62798	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-1460	2026-03
41754	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	N-2448	2025-07
41754	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-301	2025-11
62798	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-1635	2026-04
41652	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-1903	2026-05
61451	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-962	2026-01
41788	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-2232	2026-06
41572	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-2370	2026-07
41572	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-2539	2026-08
41653	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-3499	2026-10
63801	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-3394	2026-10
41373	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	R-143	2026-11
41270	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	R-153	2026-11
41416	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	R-379	2026-12
62798	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-1258	2026-02
41679	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	R-633	2027-01
41573	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	R-1044	2027-01
62937	Alain Afflelou peróxido 360 ml + 36 comp es/pt/fr	P-147	2025-10
62576	Appenzeller Peroxyd 360 ml + 36 comp	N-2775	2025-07
41680	Appenzeller Peroxyd 360 ml + 36 comp	P-1702	2026-04
41372	Appenzeller Peroxyd 360 ml + 36 comp	P-1711	2026-04
62700	Appenzeller Peroxyd 360 ml + 36 comp	P-1712	2026-04
41682	Appenzeller Peroxyd 360 ml + 36 comp	P-2229	2026-06
41277	Appenzeller Peroxyd 360 ml + 36 comp	P-2407	2026-07

	ZAŁĄCZNIK 1		Wersja 2
	Lista partii, których dotyczy problem		12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
41593	Appenzeller Peroxyd 360 ml + 36 comp	P-3176	2026-10
41672	Appenzeller Peroxyd 360 ml + 36 comp	R-298	2026-10
62936	Appenzeller Peroxyd 360 ml + 36 comp	P-1289	2026-02
62936	Appenzeller Peroxyd 360 ml + 36 comp	R-630	2027-01
41573	Appenzeller Peroxyd 360 ml + 36 comp	R-1051	2027-01
41755	Appenzeller Peroxyd 60 ml + 6 comp	R-293	2026-11
41573	Appenzeller Peroxyd 60 ml + 6 comp	R-370	2026-12
41755	Appenzeller Peroxyd 60 ml + 6 comp	R-2472	2027-04
62937	Appenzeller Peroxyd 60 ml + 6 comp	R-2594	2027-04
41409	Arion Cronos 360 ml + 36 comp CNE	P-853	2025-12
41755	Arion Cronos 360 ml + 36 comp CNE	N-2535	2025-07
41755	Arion Cronos 360 ml + 36 comp CNE	N-2659	2025-07
41754	Arion Cronos 360 ml + 36 comp CNE	P-447	2025-11
41572	Arion Cronos 360 ml + 36 comp CNE	P-1961	2026-05
41572	Arion Cronos 360 ml + 36 comp CNE	P-950	2026-01
41660	Arion Cronos 360 ml + 36 comp CNE	R-1266	2027-01
41380	Arion Cronos 360 ml + 36 comp CNE	R-1269	2027-01
62936	Arion Cronos 360 ml + 36 comp CNE	R-1301	2027-01
41453	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	N-2737	2025-07
63801	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-680	2025-12
63601	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	N-2449	2025-07
41874	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-300	2025-11
62798	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-449	2025-11
62798	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-1900	2026-05
62798	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-1962	2026-05
41572	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-859	2025-12
41754	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-955	2026-01
41754	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-2372	2026-07
41592	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-2540	2026-08
41380	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-2853	2026-08
41675	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-3395	2026-10
62936	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-3501	2026-10
63801	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	R-142	2026-11
41572	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-1257	2026-02
64033	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-1451	2026-03
64033	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	R-634	2027-01
41754	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	R-850	2027-01
41754	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	R-1290	2027-01
41775	Arion Cronos 360 ml + 36 comp lbe	P-148	2025-10
41754	Arión Cronos 60 ml + 6 comp CNE	P-868	2025-12
63801	Arión Cronos 60 ml + 6 comp CNE	N-2553	2025-07
41755	Arión Cronos 60 ml + 6 comp CNE	N-2649	2025-07

	ZAŁĄCZNIK 1		Wersja 2
	Lista partii, których dotyczy problem		12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
41779	Arión Cronos 60 ml + 6 comp CNE	P-455	2025-11
62576	Arión Cronos 60 ml + 6 comp CNE	P-480	2025-11
41681	Arión Cronos 60 ml + 6 comp CNE	P-2092	2026-06
41573	Arión Cronos 60 ml + 6 comp CNE	R-1274	2027-01
41277	Arión Cronos 60 ml + 6 comp lbe	N-2914	2025-07
41572	Arión Cronos 60 ml + 6 comp lbe	P-457	2025-11
62798	Arión Cronos 60 ml + 6 comp lbe	P-2091	2026-06
41652	Arión Cronos 60 ml + 6 comp lbe	R-324	2026-11
64106	Arión Cronos 60 ml + 6 comp lbe	P-1528	2026-03
41572	Arión Cronos 60 ml + 6 comp lbe	R-1294	2027-01
41653	Atrea Care Peroxide 360 ml + 36 comp	R-1264	2027-01
61553	Atrea Care Peroxide 60 ml + 6 comp	R-1302	2027-01
62936	Atrea Care Peroxide 60 ml + 6 comp FOC	R-1275	2027-01
63801	Cione Peróxido 360 ml + 36 comp	R-301	2026-11
41682	Cione Peróxido 360 ml + 36 comp	R-1074	2027-01
41573	Cione Peróxido 360 ml + 36 comp	R-1131	2027-01
41117	Cione Peróxido 60 ml + 6 comp	R-296	2026-11
41117	Compacto Alain Afflelou peróxido 60 ml esp/por/fra	P-864	2025-12
41682	Compacto Alain Afflelou peróxido 60 ml esp/por/fra	N-2915	2025-07
41275	Compacto Alain Afflelou peróxido 60 ml esp/por/fra	P-2094	2026-06
41653	Compacto Alain Afflelou peróxido 60 ml esp/por/fra	P-2543	2026-06
41592	Compacto Alain Afflelou peróxido 60 ml esp/por/fra	R-325	2026-11
41592	Compacto Alain Afflelou peróxido 60 ml esp/por/fra	P-1526	2026-03
41572	Compacto Alain Afflelou peróxido 60 ml esp/por/fra	R-1295	2027-01
41573	Compacto Gop plus 60 ml + 6 comp	P-869	2025-12
41755	Compacto Gop plus 60 ml + 6 comp	N-2442	2025-07
41116	Compacto Gop plus 60 ml + 6 comp	N-2916	2025-07
64032	Compacto Gop plus 60 ml + 6 comp	P-459	2025-11
41573	Compacto Gop plus 60 ml + 6 comp	P-2095	2026-06
41681	Compacto Gop plus 60 ml + 6 comp	P-2544	2026-06
62576	Compacto Gop plus 60 ml + 6 comp	P-3232	2026-09
41277	Compacto Gop plus 60 ml + 6 comp	P-1527	2026-03
41409	Compacto Gop plus 60 ml + 6 comp	R-1126	2026-09
41409	Compacto Gop plus 60 ml + 6 comp	R-1133	2026-09
41593	Compacto Gop plus 60 ml + 6 comp	R-2193	2027-02
64032	Compacto Oxilent plus color 60 ml	P-867	2025-12
61553	Compacto Oxisol confort 60 ml + 6 comp	P-866	2025-12
41593	Compacto Oxisol confort 60 ml + 6 comp	R-382	2026-12
41593	Compacto Quick Sept 60 ml + 6 comp	N-2742	2025-07
64106	Compacto Quick Sept 60 ml + 6 comp	P-3235	2026-09
41652	Compacto Quick Sept 60 ml + 6 comp	R-534	2026-12
62798	Compacto Quick Sept 60 ml + 6 comp	P-1644	2026-03

	ZAŁĄCZNIK 1		Wersja 2
	Lista partii, których dotyczy problem		12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
62936	Compacto Wöhlk Peroxid 60 ml + 6 comp	P-863	2025-12
62936	Compacto Wöhlk Peroxid 60 ml + 6 comp	P-1237	2025-12
64033	Compacto Wöhlk Peroxid 60 ml + 6 comp	P-2235	2026-06
64106	Compacto Wöhlk Peroxid 60 ml + 6 comp	P-2517	2026-07
41653	Compacto Wöhlk Peroxid 60 ml + 6 comp	P-1643	2026-03
41592	Compacto Wöhlk Peroxid 60 ml + 6 comp	R-1272	2027-01
41652	Concare Sept Aktiv minikit	N-2743	2025-07
41660	Concare Sept Aktiv minikit	P-453	2025-07
41660	Concare Sept Aktiv minikit	P-686	2025-11
41868	Concare Sept Aktiv minikit	P-2762	2026-08
41117	Concare Sept Aktiv minikit	P-2730	2026-06
41572	Concare Sept Aktiv minikit	P-2989	2026-08
63801	Concare Sept Aktiv minikit	P-3233	2026-09
41682	Concare Sept Aktiv minikit	R-292	2026-11
41682	Concare Sept Aktiv minikit	R-533	2026-12
41661	Concare Sept Aktiv minikit	R-819	2026-12
41681	Concare Sept Aktiv minikit	P-1647	2026-03
41573	Concare Sept Aktiv minikit	P-1675	2026-04
41277	Concare Sept Aktiv minikit	R-1127	2026-09
41409	Concare Sept Aktiv minikit	R-1134	2027-01
41648	Concare Sept Aktiv minikit	R-1362	2027-02
41275	Concare Sept Aktiv minikit	R-1707	2027-02
41275	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-464	2025-11
64033	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-1652	2026-04
41572	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-1700	2026-04
63801	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-2061	2026-06
41754	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-2060	2026-05
64032	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-2355	2026-07
41573	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-2988	2026-09
61553	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-3129	2026-09
41633	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-2724	2026-08
41633	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-2761	2026-08
41572	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-3495	2026-10
62798	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-3570	2026-10
63801	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	R-262	2026-11
41868	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	R-263	2026-11
41868	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-1286	2026-02
61728	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	P-1295	2026-02
61728	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	R-483	2027-01
61728	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	R-671	2027-01
61553	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	R-1048	2027-01
41592	Concare Sept Aktiv Multipack 3 x 360 ml +108 comp	R-1536	2027-02

	ZAŁĄCZNIK 1		Wersja 2
	Lista partii, których dotyczy problem		12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
41592	Concare Sept Aktiv singlepack	N-2430	2025-06
41593	Concare Sept Aktiv singlepack	N-2456	2025-06
41593	Concare Sept Aktiv singlepack	N-2462	2025-07
41593	Concare Sept Aktiv singlepack	N-2439	2025-07
63598	Concare Sept Aktiv singlepack	P-416	2025-11
41573	Concare Sept Aktiv singlepack	P-676	2025-11
41661	Concare Sept Aktiv singlepack	P-1245	2026-01
41755	EGO Pflege Nr.1 peroxide 360 ml + 36 comp	P-1385	2026-03
41755	EGO Pflege Nr.1 peroxide 360 ml + 36 comp	N-2299	2025-06
41593	EGO Pflege Nr.1 peroxide 360 ml + 36 comp	P-2445	2026-07
41593	EGO Pflege Nr.1 peroxide 360 ml + 36 comp	P-2545	2026-08
41573	EGO Pflege Nr.1 peroxide 360 ml + 36 comp	P-1230	2026-02
41592	EGO Pflege Nr.1 peroxide 360 ml + 36 comp	R-484	2026-12
41592	EGO Pflege Nr.1 peroxide 360 ml + 36 comp	P-1631	2026-03
41572	EGO Pflege Nr.1 peroxide 360 ml + 36 comp	R-1548	2027-02
61280	EGO Pflege Nr.1 peroxide 60 ml + 6 tablets	P-1238	2025-12
41592	EGO Pflege Nr.1 peroxide 60 ml + 6 tablets	N-2917	2025-07
41592	EGO Pflege Nr.1 peroxide 60 ml + 6 tablets	N-2919	2025-07
41592	EGO Pflege Nr.1 peroxide 60 ml + 6 tablets	P-460	2025-11
41592	EGO Pflege Nr.1 peroxide 60 ml + 6 tablets	P-3238	2026-09
41252	EGO Pflege Nr.1 peroxide 60 ml + 6 tablets	P-1642	2026-03
63597	Futuro Pero-Fast 360 ml + 36 comp	P-1824	2026-04
63801	Futuro Pero-fast 60 ml + 6 comp	P-1830	2026-04
64106	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	N-2665	2025-07
61280	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	N-2920	2025-07
41660	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-854	2025-12
41572	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-1388	2026-03
41572	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	N-2344	2025-06
41754	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	N-2434	2025-07
41572	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	N-2539	2025-07
41652	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-452	2025-11
41262	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-678	2025-12
41373	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-1636	2026-04
62798	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-1825	2026-04
63601	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-1968	2026-05
63601	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-956	2026-01
41592	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-2076	2026-06
41652	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-2231	2026-06
64035	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-2373	2026-07
41653	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-2520	2026-08
64106	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-3180	2026-09
63801	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-3215	2026-10

	ZAŁĄCZNIK 1		Wersja 2
	Lista partii, których dotyczy problem		12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
41679	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-2849	2026-08
41572	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-3182	2026-10
41868	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-3183	2026-10
41868	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-3500	2026-10
41652	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-3393	2026-10
64106	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	R-139	2026-11
41754	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	R-369	2026-10
41653	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	R-429	2026-12
61553	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-1259	2026-02
62936	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-1232	2026-02
41675	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	R-636	2027-01
41592	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	R-1045	2027-01
41592	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	R-1291	2027-01
62798	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	R-1589	2027-02
41652	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	N-2994	2025-10
63801	Gop Plus 360 ml + 36 comp esp/por	P-298	2025-10
41572	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp	N-2993	2025-10
41262	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp BAL	P-1032	2026-01
41252	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp BAL	R-329	2026-10
41592	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp BAL	N-2992	2025-10
41775	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp EE	P-1384	2026-03
41572	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp EE	P-471	2025-11
41572	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp EE	P-450	2025-11
64106	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp EE	P-1836	2026-05
41754	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp EE	R-328	2026-10
41252	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp EE	R-835	2027-01
41592	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	N-2735	2025-07
63801	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	N-2858	2025-07
64106	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	N-2921	2025-07
41572	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-852	2025-12
41681	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-885	2025-12
41573	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-1382	2026-03
41682	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-1403	2026-03
62576	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-1452	2026-03
41277	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	N-2345	2025-06
63606	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	N-2432	2025-07
41573	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	N-2304	2025-07
63610	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	N-2534	2025-07
41755	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	N-2663	2025-07
62937	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-451	2025-11
62937	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-677	2025-11
41277	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-1634	2026-04

	ZAŁĄCZNIK 1		Wersja 2
	Lista partii, których dotyczy problem		12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
62576	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-1707	2026-04
64032	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-1827	2026-04
64032	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-1853	2026-05
41755	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-1899	2026-05
41755	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-2007	2026-05
41788	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-957	2026-01
41633	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-1041	2026-01
41633	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-1037	2026-01
63604	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-2077	2026-06
62936	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-2157	2026-06
61728	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-2233	2026-06
41115	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-2375	2026-07
41117	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-2555	2026-08
41572	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-2538	2026-07
63801	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-2851	2026-08
62798	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-3497	2026-09
41572	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-3521	2026-10
41115	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	R-134	2026-10
41754	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	R-146	2026-11
61553	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-3391	2026-10
41868	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	R-327	2061-11
64106	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-1228	2026-02
62798	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-1290	2026-02
41572	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	R-631	2027-01
41652	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	R-663	2027-01
63801	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	R-665	2027-01
61553	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	R-696	2027-01
61728	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	R-851	2027-01
41117	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	R-1043	2027-01
41117	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	R-1292	2027-01
41117	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-146	2025-10
64106	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp lbe	P-297	2025-10
64278	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 comp Singapur	P-2230	2026-07
64280	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	N-2733	2025-07
41380	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	N-2298	2025-06
41380	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	N-2431	2025-06
62936	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	N-2660	2025-07
64279	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	N-2703	2025-07
64279	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-448	2025-11
41572	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-1783	2026-04
41572	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-1784	2026-04
41593	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-1704	2026-04

	ZAŁĄCZNIK 1		Wersja 2
	Lista partii, których dotyczy problem		12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
64279	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-1706	2026-04
41593	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-1819	2026-04
41593	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-1820	2026-04
41573	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-1821	2026-04
41573	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-1822	2026-04
41652	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-1959	2026-05
63801	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-959	2026-01
62798	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-961	2026-01
41593	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-960	2026-01
64032	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-2074	2026-06
63606	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-3496	2026-10
41868	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-3511	2026-10
41868	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	R-141	2026-11
61553	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	R-330	2026-10
63801	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	R-380	2026-10
61553	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	R-1267	2027-01
63801	Hidro Health H2O2 360 ml + 36 tab CNE	P-302	2025-10
41868	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp EE	P-456	2025-11
41868	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp EE	P-1833	2026-04
63801	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp EE	R-295	2026-12
41754	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp EE	R-823	2026-12
41572	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-862	2025-12
41652	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-1043	2025-12
41874	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-1235	2025-12
41652	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	N-2441	2025-07
41262	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	N-2554	2025-07
61553	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	N-2740	2025-07
41633	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	N-2913	2025-07
41754	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-458	2025-11
41671	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-687	2025-11
41754	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-1831	2026-04
41754	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-2541	2026-04
41754	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-2090	2026-06
41380	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-2237	2026-06
64033	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-3536	2026-07
64106	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-3562	2026-06
61728	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-3231	2026-09
61553	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	R-323	2026-11
41754	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	R-836	2026-12
63801	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-1525	2026-03
63801	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	P-1641	2026-03
41573	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp lbe	R-1296	2027-01

		ZAŁĄCZNIK 1	Wersja 2
		Lista partii, których dotyczy problem	12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
41277	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp Singapur	P-2234	2026-06
64032	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 comp Singapur	P-2990	2026-08
64593	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-870	2025-12
41116	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	N-2818	2025-07
41275	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-454	2025-07
41648	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-472	2025-11
41409	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-1798	2026-04
62937	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-1828	2026-04
41754	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-1829	2026-04
61451	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-2103	2026-06
61451	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-2089	2026-04
61451	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-2739	2026-07
41868	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-3504	2026-09
41592	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-3535	2026-07
41572	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-2740	2026-08
41754	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	R-297	2026-12
62798	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-1645	2026-03
63801	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	P-1646	2026-03
41652	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	R-1273	2027-01
41592	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	R-1394	2027-01
41572	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	R-1395	2027-02
41868	Hidro Health H2O2 60 ml + 6 tab CNE	R-1396	2027-02
41572	IC Clear peroxide supreme 360 ml +36 tablets	P-1960	2026-05
41572	IC Clear peroxide supreme 360 ml +36 tablets	R-140	2026-11
64106	IC Clear peroxide supreme 60 ml + 6 tablets	P-3234	2026-09
41572	Irridi Sept Express Peroxide 360 ml + 36 comp	N-2739	2025-07
41754	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	N-2662	2025-07
63801	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	N-2734	2025-07
62798	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	N-2922	2025-07
41373	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	N-2450	2025-07
41115	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	P-299	2025-11
41117	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	P-446	2025-11
62936	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	P-1826	2026-04
41754	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	P-1967	2026-05
61553	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	P-860	2025-12
62936	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	P-1038	2026-01
64106	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	P-2075	2026-06
63801	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	P-2369	2026-07
64035	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	P-2488	2026-07
41592	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	P-3175	2026-10
41652	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	P-3390	2026-10
62798	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	R-138	2026-11

	ZAŁĄCZNIK 1		Wersja 2
	Lista partii, których dotyczy problem		12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
41679	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	R-368	2026-10
62798	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	R-635	2027-01
64032	Kümer Plus Fast color 360 ml + 36 comp	R-1042	2027-01
41755	Lensy Care 5 Peroxidsystem 360 ml + 36 tablets	P-693	2025-11
41879	Lensy Care 5 Peroxidsystem 360 ml + 36 tablets	P-717	2025-12
41573	Lensy Care 5 Peroxidsystem 360 ml + 36 tablets	P-2156	2026-06
41681	Lensy Care 5 Peroxidsystem 360 ml + 36 tablets	P-2192	2026-06
62576	Lensy Care 5 Peroxidsystem 360 ml + 36 tablets	P-1034	2026-01
41117	Lensy Care 5 Peroxidsystem 360 ml + 36 tablets	R-1047	2027-01
41868	Lensy Care 5 Peroxidsystem 360 ml + 36 tablets	R-1638	2027-02
41868	Lensy Care 5 Peroxidsystem 360 ml + 36 tablets	R-1652	2027-02
61729	Lensy Care 5 Peroxidsystem 60 ml + 6 tab	R-820	2026-12
41661	Look & Lens peróxido 360 ml + 36 comp	P-856	2025-12
41593	Maleta Acuacare One Step T 3 x 360 ml + 108 comp	P-683	2025-12
41754	Maleta Acuacare One Step T 3 x 360 ml + 108 comp	P-3400	2026-10
41115	Maleta Acuacare One Step T 3 x 360 ml + 108 comp	P-3429	2026-10
41877	Maleta Acuacare One Step T 3 x 360 ml + 108 comp	P-3484	2026-10
61729	Maleta Acuacare One Step T 3 x 360 ml + 108 comp	R-377	2016-12
41754	Maleta Acuacare One Step T 3 x 360 ml + 108 comp	R-378	2026-10
41372	Maleta Acuacare One Step T 3 x 360 ml + 108 comp	P-1389	2026-03
64032	Maleta Acuacare One Step T 3 x 360 ml + 108 comp	P-1560	2026-03
41116	Maleta Atrea Care Peroxide 3 x 360 ml + 108 comp	R-1263	2027-02
64032	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	N-2646	2025-07
41886	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	N-2583	2025-07
41788	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	P-682	2025-11
41661	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	P-2154	2026-06
41573	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	P-2296	2026-08
61728	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	P-2433	2026-07
41572	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	P-2434	2026-07
41660	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	P-3399	2026-10
41775	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	R-261	2026-11
41592	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	P-1288	2026-02
64106	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	P-1350	2026-02
63801	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	R-482	2027-01
41592	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	R-1261	2027-01
61451	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	R-1318	2027-02
61451	Maleta Quick Sept 3 x 360 ml x 108 comp	R-1327	2027-02
62798	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	N-2991	2025-07
41754	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	N-2999	2025-10
63801	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-1381	2026-03
41675	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-1467	2026-03
62936	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-1453	2026-03

		ZAŁĄCZNIK 1	Wersja 2
		Lista partii, których dotyczy problem	12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
41380	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	N-2460	2025-07
41754	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	N-2438	2025-07
41572	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	N-2440	2025-07
62936	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-681	2025-11
62798	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-1898	2026-05
41652	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-949	2026-01
63801	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-2072	2026-06
63801	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-2303	2026-07
41868	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-2850	2026-08
41868	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-1035	2026-01
41117	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-1229	2026-01
41117	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-1246	2026-02
61728	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-1242	2026-01
41572	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-3179	2026-10
61451	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-3277	2026-10
41652	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-3498	2026-10
41755	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-3392	2026-10
41275	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	R-135	2026-11
41573	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	R-299	2026-11
62576	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	R-376	2026-11
41277	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	R-424	2026-12
41681	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	R-517	2026-12
61451	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	R-632	2027-01
41380	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	R-849	2027-01
62936	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	R-857	2027-01
62936	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	R-1046	2027-01
41573	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	R-1293	2027-01
41409	Markennovy Peroxide System 360 ml + 36 comp	P-333	2025-10
62937	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	P-1044	2025-12
41116	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	P-1236	2025-12
41593	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	P-1466	2025-12
41593	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	P-1448	2025-12
64032	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	N-2741	2025-07
64032	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	P-1883	2026-04
41117	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	P-2088	2026-06
41868	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	P-2239	2026-06
64278	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	P-2991	2026-08
61728	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	P-3006	2026-06
41572	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	R-294	2026-11
41572	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	P-1523	2026-03
41572	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	R-1128	2027-01
41868	Markennovy Peroxide System 60 ml + 6 comp	R-1363	2027-02

		ZAŁĄCZNIK 1	Wersja 2
		Lista partii, których dotyczy problem	12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
41754	Markennoy Peroxide System 60 ml + 6 comp	R-2194	2027-02
62798	Multisept Peróxido Nueva Fórmula 360 ml + 36 comp	P-1449	2026-03
41652	Multisept Peróxido Nueva Fórmula 360 ml + 36 comp	P-1904	2026-05
64106	Multisept Peróxido Nueva Fórmula 360 ml + 36 comp	P-1963	2026-05
63801	Multisept Peróxido Nueva Fórmula 60 ml + 6 comp	P-2238	2026-06
41572	mylmago-Asept B2 360 ml + 36 comp	P-1450	2026-03
64278	mylmago-Asept B2 360 ml + 36 comp	P-2859	2026-08
41660	mylmago-Asept B2 360 ml + 36 comp	R-1372	2027-02
41572	Navóptica Peróxido 360 ml + 36 comp	P-857	2025-12
63801	Next Generation peroxidsystem 360 ml +36 comp	N-2300	2025-06
41877	Next Generation peroxidsystem 360 ml +36 comp	P-953	2026-01
41277	Next Generation peroxidsystem 360 ml +36 comp	R-480	2026-12
64032	Next Generation peroxidsystem 360 ml +36 comp	R-1590	2027-02
41755	Next Generation peroxidsystem 360 ml +36 comp	R-1592	2027-02
41877	Ophtalmic Jazz Clear Plus 3 x 360 ml + 108 comp	P-2501	2026-08
41277	Ophtalmic Jazz Clear Plus 3 x 360 ml + 108 comp	R-822	2027-01
64032	Ophtalmic Jazz Clear Plus 3 x 360 ml + 108 comp	R-1440	2027-02
62937	Ophtalmic Jazz Clear Plus 3 x 360 ml + 108 comp	R-1441	2027-02
41593	Ophtalmic Jazz Clear Plus 3 x 360 ml + 108 comp	R-1442	2027-02
41682	Ophtalmic Jazz Clear Plus 360 ml +36 comp	P-2500	2026-07
41903	Ophtalmic Jazz Clear Plus 360 ml +36 comp	R-622	2027-01
41681	Ophtalmic Jazz Clear Plus 360 ml +36 comp	R-834	2027-01
62576	Ophtalmic Jazz Clear Plus 360 ml +36 comp	R-910	2027-01
41573	Ophtalmic Jazz Clear Plus 360 ml +36 comp	R-1437	2027-02
41902	Ophtalmic Jazz Clear Plus 360 ml +36 comp	R-1505	2027-02
41593	Ophtalmic Jazz Clear Plus 60 ml +6 comp	P-2519	2026-07
61729	Ophtalmic Jazz Clear Plus 60 ml +6 comp	P-2550	2026-07
61729	Ophtalmic Jazz Clear Plus 60 ml +6 comp	P-3230	2026-09
64280	Ophtalmic Jazz Clear Plus 60 ml +6 comp	R-880	2027-01
41754	Ophtalmic Jazz Clear Plus 60 ml +6 comp	R-892	2027-01
41652	Ophtalmic Jazz Clear Plus 60 ml +6 comp	R-893	2027-01
41754	Ophtalmic Jazz Clear Plus 60 ml +6 comp	R-1434	2027-01
64279	Ophtalmic Jazz Clear Plus 60 ml +6 comp	R-1435	2027-02
41275	Ophtalmic Jazz Clear Plus 60 ml +6 comp	R-1487	2027-02
64279	Optilight Hydra Sept 360 ml + 36 comp	N-2738	2025-07
64279	Optilight Hydra Sept 360 ml + 36 comp	P-861	2025-12
64278	Optilight Hydra Sept 360 ml + 36 comp	P-1969	2026-05
41572	Optilight Hydra Sept 360 ml + 36 comp	R-145	2026-11
41754	Optilight Hydra Sept 60 ml + 6 comp	P-865	2025-12
41633	Oxilent Plus 360 ml + 36 comp esp/int	P-1901	2026-05
61728	Oxilent Plus 360 ml + 36 comp esp/int	P-958	2026-01
61553	Oxilent Plus 360 ml + 36 comp esp/int	P-3397	2026-10

	ZAŁĄCZNIK 1		Wersja 2
	Lista partii, których dotyczy problem		12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
61553	Oxisol confort 360 ml + 36 comp	P-855	2025-12
41252	Oxisol confort 360 ml + 36 comp	P-1902	2026-05
41901	Oxisol confort 360 ml + 36 comp	P-3396	2026-10
64106	Persoft Unopuntonove 60 ml + 6 comp	P-871	2025-12
62798	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	N-2536	2025-07
41868	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	N-2536	2025-07
41653	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	P-712	2025-11
41592	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	P-1703	2026-04
41653	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	P-951	2026-01
62936	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	P-2304	2026-07
41652	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	P-2406	2026-07
63801	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	P-3177	2026-10
41572	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	P-3214	2026-09
41754	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	P-1033	2026-01
62936	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	P-3178	2026-10
41653	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	R-136	2026-11
41117	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	R-1052	2027-01
41900	Pure Lens Comfort 60 softcare 360 ml + 36 comp	R-1137	2027-01
41117	Pure Lens Comfort 60 Softcare 60 ml + 6 comp	P-461	2025-11
41117	Pure Lens Comfort 60 Softcare 60 ml + 6 comp	P-3237	2026-09
64032	Quick Sept 360 ml + 36 comp	P-2155	2026-06
41755	Quick Sept 360 ml + 36 comp	P-2302	2026-07
41874	Quick Sept 360 ml + 36 comp	P-3398	2026-10
41593	Quick Sept 360 ml + 36 comp	R-300	2026-11
41593	Quick Sept 360 ml + 36 comp	P-303	2025-10
64279	Quick Sept Sehenswert 360 ml + 36 comp	P-1823	2026-04
64279	Quick Sept Sehenswert 360 ml + 36 comp	P-954	2026-01
64280	Quick Sept Sehenswert 360 ml + 36 comp	P-2073	2026-07
64280	Quick Sept Sehenswert 360 ml + 36 comp	R-1262	2027-01
64280	Quick Sept Sehenswert 360 ml + 36 comp	P-304	2025-10
64279	Retráctil Persoft Unopuntonove 3 x 360 ml +36 comp	P-1036	2026-01
64032	Spectrum PRX 60 ml + 6 comp	P-884	2025-12
41277	Spectrum PRX 60 ml + 6 comp	P-2992	2026-06
41755	Spectrum PRX 60 ml + 6 comp	R-821	2026-12
64278	Veó peróxido 360 ml + 36 comp	P-1785	2026-04
64278	Veó peróxido 360 ml + 36 comp	P-1905	2026-04
41868	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	N-2732	2025-07
41380	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	P-894	2025-12
62936	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	P-895	2026-01
63801	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	P-1386	2026-03
41675	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	N-2301	2025-06
41675	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	N-2538	2025-07

	ZAŁĄCZNIK 1		Wersja 2
	Lista partii, których dotyczy problem		12 czerwca 2025 r.
NR REF.	NAZWA MARKI	PARTIA	DATA WAŻNOŚCI
41633	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	P-340	2025-11
41633	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	P-306	2025-10
63801	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	P-952	2026-01
41775	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	P-2228	2026-06
41572	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	P-2446	2026-07
62798	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	P-3401	2026-10
41652	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	R-137	2026-11
41572	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	R-481	2026-12
63801	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	P-1231	2026-02
41592	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	P-1632	2026-03
41115	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	P-1674	2026-04
41252	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	R-1270	2027-01
41754	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	R-1300	2027-01
41572	Wöhlk Peroxid 360 ml + 36 tablets	R-1587	2027-02