

Warunki przechowywania

Kod próbki	Rodzaj próbki	Miejsce przechowywania przed badaniami	Miejsce przechowywania w trakcie badań	Warunki przechowywania	Maksymalny czas przechowywania - od pobrania próbki do rozpoczęcia badań
ŻW	produkty zamrożone: produkty mrożone i głęboko mrożone	pokój 115	badania fizyko-chemiczne: pokój 212 pokój 313	urządzenie zamrażające temp. poniżej -18°C	przed upływem daty min. trwałości
			-	urządzenie zamrażające poniżej -15°C, najlepiej poniżej -18°C	przed upływem terminu trwałości najlepiej w ciągu 24 h-36h od przyjęcia próbki
ŻW	produkty nietrwałe w temp. pokojowej	pokój 115	badania fizyko-chemiczne: pokój 313 pokój 224 pokój 211 pokój 212	lodówka (temp. 0- 8°C) lub urządzenie zamrażające (poniżej -18°C) jeśli analiz nie można przeprowadzić w ciągu 48h	przed upływem terminu trwałości jeżeli czas nie może być dotrzymany i nie ma wpływu na odzysk 48 h w lodówce do 1miesiąca w zamrażarce
			badania mikrobiologiczne pokój C2.32	lodówka temp. 5°C±3°C lub zaleceń producenta	przed upływem terminu trwałości najlepiej w ciągu 24 h-36h od przyjęcia próbki
ŻW	produkty trwałe	pokój 115	badania fizyko-chemiczne: pokój 213 pokój 224 pokój 209 pokój 131	temp. 18°C - 25°C lub wg zaleceń producenta	przed upływem terminu trwałości najlepiej w ciągu 24 h od przyjęcia
			badania mikrobiologiczne pokój C2.32	temp. pokojowa 18°C - 27°C	przed upływem terminu trwałości najlepiej w ciągu 24 h-36h od przyjęcia próbki
WS	wymazy sanitarne	pokój 115	-	lodówka temp. 1°C - 8°C	max. 24 h
KM	kosmetyki	pokój 115	C.2.32	temp. pokojowa	przed upływem terminu trwałości
PU	materiały i wyroby do kontaktu z żywnością	pokój 115	badania fizyko-chemiczne: pokój 131	szafka	F-03/IR-03/PO-05/DL
WD, WN, WM, WB	woda- badanie fiz. – chem.	pokój 127	pokój 127	lodówka temp. 1-5 °C	F-01/IR-03/PO-05/DL
WD, WN, WM, WB	woda-metale	pokój 220	pokój 220	lodówka temp. 1-5 °C	F-01/IR-03/PO-05/DL
WD, WB	woda – chlorowcupo- chodne, pestycydy, benzen	pokój 108, 223	pokój 108, 223	lodówka temp. 1-5 °C	F-01/IR-03/PO-05/DL
WD, WN, WM, WK, WB	woda-badania mikrobiologiczne	pokój 115	-	lodówka temp. 5°C±3°C lub WM wg deklaracji producenta	F-01/IR-03/PO-05/DL
PA	ruszki pochłaniające (lotne związki organiczne)	pokój 223	pokój 223	urządzenie zamrażające (≤-15°C)	1 m-c
PA	ruszki pochłaniające (formaldehyd)	pokój 127	pokój 127	lodówka (temp. 1-5 °C)	2 tygodnie

PS	rurki pochłaniające (formaldehyd)	pokój 127	pokój 127	lodówka (temp. 1-5 °C)	2 tygodnie
PS	rurki pochłaniające (lotne związki organiczne)	pokój 223	pokój 223	urządzenie zamrażające (≤-15 ⁰ C)	1 miesiąc epoksyetan – 48 godz.
PS	filtry na metale	pokój 213	pokój 213	szafka (suche miejsce)	2 tygodnie

