



## Badania wirusa Zika metodą real time PCR

### POBIERANIE KRWI NA MIEJSCU

Odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 10<sup>00</sup>

### PRZYJMOWANIE PRÓBEK

Odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 11<sup>00</sup>

### ODBIÓR OSOBISTY SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ

Odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 13<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup>

**Wykonywane są badania metodą real time PCR w kierunku:**

| L.P. | Rodzaj badania                                |
|------|-----------------------------------------------|
| 1.   | Wykrywanie materiału genetycznego wirusa Zika |

#### Pobieranie materiału do badań

#### Krew na badania wirusa Zika metodą PCR

Krew do badań pobiera się z żyły. Należy pobrać ją do jałowej probówki na tzw. skrzep w ilości 3ml - 5ml W trakcie poboru materiału należy przestrzegać zasad obowiązujących przy poborze krwi.

#### Mocz na badania wirusa Zika metodą PCR

Mocz pobrać do jałowego pojemnika w ilości ok. 10ml.

#### Przechowywanie i transport materiału klinicznego

#### **Warunki ogólne**

- Pobrany materiał powinien być dostarczony do laboratorium do **dwóch godzin**.
- Próbkki muszą być szczelnie zamknięte, nieuszkodzone
- Pojemniki z materiałem biologicznym do badań muszą być opisane nazwiskiem, imieniem, datą poboru oraz rodzajem zleconego badania
- Do próbki materiału musi być dołączone zlecenie, czytelnie wypełnione
- Zlecenie na badania należy skutecznie zabezpieczyć przed skażeniem materiałem zakaźnym.

**Warunki szczególne**

| Lp. | Materiał kliniczny     | Ilość próbek             | Temperatura     | Czas transportu                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | krew pobrana na skrzep | w zależności od zlecenia | temp. otoczenia | do 2 godzin<br>jeżeli nie ma możliwości zapewnienia w/w warunków przechowywać w temp 2-8°C max. do 12 godzin<br>wcześniej próbki krwi odwirować 10 minut przy prędkości 3200 obrotów / minutę |
| 2.  | surowica               | w zależności od zlecenia | temp. otoczenia | do 2 godzin<br>jeżeli nie ma możliwości zapewnienia w/w warunków przechowywać w temp 2-8°C max. do 12 godzin                                                                                  |
| 3.  | mocz                   | w zależności od zlecenia | temp. otoczenia | do 2 godzin<br>jeżeli nie ma możliwości zapewnienia w/w warunków przechowywać w temp 2-8°C do 12 godzin                                                                                       |