

Szkolenie dla Lekarzy



Co to jest PulsoCare?

System informatyczny, będący częścią programu Domowa Opieka Medyczna.

Podstawowe funkcje systemu:

- Rejestrowanie pacjentów przez lekarzy POZ
- Przesyłanie pomiarów wykonanych przez Pacjenta pulsoksymetrem i termometrem do systemu monitoringu
- Zdalne monitorowanie stanu zdrowia chorych na COVID-19 przez konsultantów i lekarzy centrum monitoringu
- Automatyczne reagowanie na pogarszające się parametry zdrowotne przez wzbudzanie alertów medycznych w centrum monitoringu

Zalety:

- Zmniejszenie obciążenia pracą lekarzy POZ i szpitali, przez przesunięcie obsługi pacjentów nie wymagających konsultacji lekarskich do centrum monitoringu
- Zmniejszenie obciążenia pracą szpitali, systemu ratownictwa oraz transportu medycznego dzięki kierowaniu do szpitali tylko tych pacjentów, którzy rzeczywiście tego potrzebują

Dla kogo jest PulsoCare?

System jest dedykowany przede wszystkim pacjentom chorym na COVID, z określonych grup ryzyka, leczonym w warunkach domowych, zagrożonym nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia.

Preferowani pacjenci do włączenia w system PulsoCare to osoby zdiagnozowane pozytywnie na COVID, które spełniają co najmniej jeden z poniższych kryteriów:

- Aktywna choroba nowotworowa
- Przewlekła niewydolność nerek
- POChP i inne choroby płuc
- Choroby serca (niewydolność serca, choroba wieńcowa, kardiomiopatie itd.)
- Immunosupresja (stan po transplantacji itd.)
- Otyłość z BMI ≥ 30 kg/m²
- Anemia sierpowata
- Palenie papierosów itp.
- Cukrzyca typu 2
- Wiek > 55 lat

Jak działa system?



Lekarz podczas konsultacji kieruje Pacjenta na zdalny monitoring

i dodaje Pacjenta do systemu PulsoCare.



Poczta Polska dostarcza Pulsoksymetr do Pacjenta,

a Pacjent instaluje na telefonie komórkowym aplikację PulsoCare.



Pacjent dokonuje pomiarów stanu zdrowia z użyciem Pulsoksymetru i aplikacji mobilnej PulsoCare.

Konsultanci i Lekarze PZU Zdrowie monitorują wyniki pomiarów pacjentów i w razie konieczności wzywają Pogotowie Ratunkowe.



Poczta Polska odbiera Pulsoksymetr

po zakończeniu monitoringu.

Rejestracja lekarzy POZ w PulsoCare

1

Chęć uczestnictwa w PulsoCare zgłaszamy na adres:

pulsoCare@holo4med.com

2

Na formularzu zgłoszenia wprowadzamy:

- Dane POZ (nazwę placówki, NIP, REGON, województwo)
- Dane osób, które są zgłaszane:
 - imię nazwisko (lekarza lub pielęgniarki)
 - nr PWZ (lekarza lub pielęgniarki)
 - email (lekarza, pielęgniarki lub POZ)
 - nr tel. komórkowego (lekarza, pielęgniarki lub POZ)

3

Ministerstwo Zdrowia potwierdza, czy zgłoszone osoby, są pracownikami medycznymi

i czy ich dane są takie same jak w bazie, którą posiada.

4

Po potwierdzeniu zgodności danych przez Ministerstwo Zdrowia,

login osoby zgłoszonej trafia do POZ przez SZOI.

Jak się zalogować do systemu?

Wejdź na: <https://pulsocare.mz.gov.pl>

Login

Każdy zgłoszony przez POZ lekarz otrzyma w systemie SZOI informację o swoim loginie.

Hasło

Do systemu każdy lekarz ustala sobie samodzielnie zgodnie z poniższym wzorem:

2 4 6 8 10 cyfra PESEL oraz pierwsza litera imienia z małej litery

Przykład:

PESEL: 5 0 1 0 0 6 1 4 5 9 5

Imię: Krzysztof

Hasło: 00649k




Jak używać PulsoCare Doctor?

Aplikacja jest dostępna pod adresem: <https://pulsocare.mz.gov.pl>

Ekran startowy prezentuje listę pacjentów dodanych do systemu przez zalogowanego lekarza.

Listę można przeszukiwać.

Dodawanie nowego Pacjenta do systemu Pulsocare rozpoczynamy przyciskiem „Dodaj pacjenta”




Alert	Status	Nazwisko	Imię	PESEL	Nr. telefonu	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres	Data
		Kowalski	Jan	94072802239	693 555 321	52-226	Wrocław	Wybickiego 41/5	24.1
		Kowalewska	Agnieszka	77041112437	508 555 456	52-211	Wrocław	Śląska 18	24.1
		Kowal	Paweł	61100112578	695 555 111	50-115	Brzeg	Opolska 12/6	24.1
		Kowalski	Jan	94072802239	693 555 321	52-226	Wrocław	Wybickiego 41/5	24.1
		Kowalewska	Agnieszka	77041112437	508 555 456	52-211	Wrocław	Śląska 18	24.1
		Kowal	Paweł	61100112578	695 555 111	50-115	Brzeg	Opolska 12/6	24.1
		Kowalski	Jan	94072802239	693 555 321	52-226	Wrocław	Wybickiego 41/5	24.1
		Kowalewska	Agnieszka	77041112437	508 555 456	52-211	Wrocław	Śląska 18	24.1

Jak używać PulsoCare Doctor?

W celu dodania Pacjenta należy wypełnić formularz.

Po zatwierdzeniu aplikacja wróci do ekranu prezentującego listę dodanych Pacjentów.

<https://pulsocare.mz.gov.pl>



The screenshot displays the registration form for adding a patient. It is divided into two main sections: 'Dane osobowe' (Personal Data) and 'Adres pobytu' (Residence Address). The 'Dane osobowe' section includes fields for 'Imię' (First Name), 'Nazwisko' (Last Name, with 'Kow' entered), 'PESEL', 'Numer telefonu' (Phone Number), and 'Dane kontaktowe ICE*' (ICE contact data), which includes 'Imię ICE', 'Nazwisko ICE', and 'Numer telefonu ICE'. The 'Adres pobytu' section includes a large 'Adres' (Address) field. Below this is the 'Informacje dodatkowe' (Additional Information) section, which contains three dropdown menus: 'Czy pacjent przebywa samotnie?' (Whether the patient lives alone?), 'Data rozpoznania COVID' (COVID diagnosis date), and 'Czy pacjent bierze betablockery?' (Whether the patient takes beta-blockers?). A blue 'Zarejestruj' (Register) button is located at the bottom right of the form.

Dane osobowe

Imię

Nazwisko

PESEL

Numer telefonu

Dane kontaktowe ICE*

Imię ICE

Nazwisko ICE

Numer telefonu ICE

Adres pobytu

Adres

Informacje dodatkowe

Czy pacjent przebywa samotnie?

Data rozpoznania COVID


Czy pacjent bierze betablockery?

Zarejestruj

Możesz pobrać aplikację na telefon




Aplikacji używasz tak jak strony www



Aplikacja prezentuje listę pacjentów dodanych do systemu przez zalogowanego lekarza. Na liście znajdują się informacje:

- Imię i nazwisko Pacjenta
- PESEL
- Data wykonania ostatniego pomiaru

Istnieje także możliwość wyszukiwania konkretnego pacjenta poprzez PESEL lub imię i nazwisko.



W celu dodania Pacjenta należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk DODAJ PACJENTA.

Po zatwierdzeniu aplikacja wróci do ekranu prezentującego listę dodanych Pacjentów.

Pytania i problemy techniczne

prosimy kierować na
support@pulsocare.com

Informacje dla Lekarzy i Pacjentów
<https://www.gov.pl/domowaopiekamedyczna>

