



**Zlecenie na badanie nr
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie**

.....
dane zlecniodawcy

Cel badania: kontrola skuteczności sterylizacji

Testy bakteryjne ekspozowane w

ul..... oddział, gabinet.....

Osoba obsługująca urządzenie.....

Nazwa urządzenia..... nr fabryczny..... rok produkcji.....

Parametry sterylizacji- temperatura.....czas.....ciśnienie.....

Kod próbki (wypełnia laboratorium)	Rodzaj testu	Data ekspozycji	Miejsce ekspozycji

Adres przesłania wyniku badania/ osoba upoważniona do odbioru wyniku.....

Rodzaj badania	Metoda badawcza
^A Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych <i>Geobacillus stearothermophilus</i>	PB-46/E wydanie 8 z dnia 20.01.2024 w oparciu o instrukcję producenta ATTEST 3M, Spor View, BROWNE ,STERIM BI
^A Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus stearothermophilus</i> , <i>Bacillus atrophaeus</i>	PB-47/E wydanie 7 z dnia 20.01.2024 w oparciu o instrukcję producenta Sporal S ,Spordex VHP NA, SGM STRIP

A- badanie akredytowane certyfikat AB 379 aktualny zakres akredytacji www.pca.gov.pl

**-badanie nie objęte zakresem akredytacji

PB - procedura badawcza opracowana w laboratorium

Zapoznałem się z instrukcją pobrania i transportu próbki i ją zrozumiałem.

Zostałem poinformowany:

- o stosowanych w Laboratorium metodach badawczych umieszczonych w zleceniu i je akceptuję,
- że laboratorium dysponuje odpowiednim sprzętem i doświadczonym personelem umożliwiającym wykonanie zlecenia,
- że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek,
- o zachowaniu poufności informacji pozyskanych i wytworzonych podczas realizacji zlecenia z wyjątkiem obowiązku zgłoszenia dodatknych wyników wynikającego z Ustawy z dnia 5.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
- że informacje o przetwarzaniu danych osób fizycznych znajdują się na stronie internetowej zleceniobiorcy.

.....
podpis zlecniodawcy

Stan próbki w chwili przyjęcia (*zaznaczyć właściwy) : prawidłowy ☐ , nieprawidłowy ☐

Data/godzina przyjęcia materiału

.....
podpis osoby przyjmującej zlecenie

Proszę o udostępnienie wyników badań laboratoryjnych za pośrednictwem internetowej platformy prezentacji wyników eLaborat poprzez otrzymany kod identyfikujący zlecenie. Wyniki oraz Regulamin użytkowania serwisu internetowego eLaborat dostępne są stronie internetowej WSSE w Lublinie w zakładce: co robimy-badania epidemiologiczne

.....
czytelny podpis zleceniodawcy

**- właściwe podkreślić jeżeli dotyczy nieodpłatnych obowiązujących badań sanitarno-epidemiologicznych w trybie ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*

F-06/IR-01/PO-05/DL/OBM
Wyd. 2 z 17.01.2024

Instrukcja wykonania procesu kontroli sterylizacji oraz warunki transportu do laboratorium.

Sposób wykonania kontroli biologicznej procesu sterylizacji przy użyciu testów Sporal S oraz warunki transportu do laboratorium.

1. Wyjąć z opakowania foliowego torebki papierowe z krążkami “Sporal S” i umieścić w najtrudniej dostępnych miejscach załadunku sterylizatora .

Uwaga! Nie odpakowywać krążków “Sporal S” z papierowej osłonki.

2. Próbki opisać podając miejsce ekspozycji.
3. Przeprowadzić proces sterylizacji.
4. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki biologiczne, zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją oraz dostarczyć w czasie do 24 godzin do laboratorium .

Sposób wykonania kontroli biologicznej procesu sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych typu 3M, ATTEST, BROWN, SporView oraz warunki transportu do laboratorium.

1. Umieścić wskaźniki biologiczne w najtrudniej dostępnych miejscach załadunku autoklawu, zabezpieczyć przed zgnieceniem.
2. Przeprowadzić proces sterylizacji.
3. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki biologiczne i upewnić się, że wskaźnik chemiczny wydrukowany na etykiecie zmienił kolor.
4. Próbki opisać podając miejsce ekspozycji.
5. Zabezpieczyć wskaźniki przed uszkodzeniem mechanicznym i dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin po zakończeniu ekspozycji. Jeżeli wskaźników nie można dostarczyć w tym czasie, należy je umieścić w lodówce i przekazać w czasie do 24 godzin.