

**Instrukcja pobierania, przechowywania i transportu materiału
do badań bakteriologicznych****1. Pobieranie kału na badanie bakteriologiczne w kierunku Salmonella, Shigella:**

Należy pobrać trzy próbki kału pochodzące z trzech kolejnych dni.

Materiał do badań pobieramy następująco:

I PRÓBKA (pierwszy dzień)

Sposób użycia wymazówki z podłożem transportowym:



- Przed pobraniem wymazu należy oddać kał na papier lub do czystego pojemnika. **Nie pobierać z muszli klozetowej.**
- Pałeczkę/pręcik zakończony wacikiem osadzoną na korku oraz probówkę z podłożem należy wyjąć z opakowania jednostkowego tuż przed użyciem.
- Podczas pobierania wymazu z kału, należy trzymać za osadzony na końcu pałeczki korek przesuwając i jednocześnie obracając nim wokół osi. **Na wacik należy pobrać materiał wielkości ziarna grochu.**
- Pałeczkę wraz z pobranym wymazem umieścić w probówce z podłożem (uprzednio ściągając korek zabezpieczający probówkę) i szczelnie zamknąć.
- Na wymazówce z pobraną próbą umieścić dane identyfikacyjne osoby badanej wraz z datą i godziną pobrania materiału.

II i III PRÓBKA (drugi i trzeci dzień)

Zastosowanie pojemnika do pobierania kału:



- Przed pobraniem próbki należy oddać kał na papier lub do czystego pojemnika. **Nie pobierać z muszli klozetowej.**
- Należy pobrać próbkę kału (5-10 ml kału płynnego lub grudkę wielkości dużego orzecha laskowego) do czystego pojemnika (kałówki).
- Kałówkę szczelnie zamknąć.
- Na kałówce z pobraną próbą umieścić dane identyfikacyjne osoby badanej wraz z datą i godziną pobrania materiału.

2. Przechowywanie i transportowanie materiału do badania

Pobrany materiał należy dostarczyć do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, pobrane próbki mogą być przechowywane do 2 h w temperaturze pokojowej. Ponadto materiał znajdujący się na wymazówce z podłożem transportowym można przechowywać w temperaturze 4-8°C do 72h, a materiał pobrany do kałówki w temperaturze 4-8°C do 24h.

**Materiał do badań przyjmowany jest zgodnie
z terminem uzgodnionym z laboratorium**

W przypadku pytań prosimy dzwonić pod nr tel. 75 649 45 22.