

## POBIERANIE I TRANSPORT PRÓBEK KAŁU DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

### CZEŚĆ A - Badania dla osób zdrowych



Płatność kartą lub gotówką. Zaleca się przygotować odliczoną kwotę należności.

#### Informacje ogólne

- Wymazówki z podłożem transportowym oraz zlecenia na badania należy pobrać w WSSE w Bydgoszczy w Punkcie Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników
- W celu wykonania badania pobrać trzy próbki kału z trzech kolejnych dni/ wypróżnień
- W razie trudności z uzyskaniem materiału do badań, maksymalny odstęp pomiędzy dostarczeniem pierwszej i trzeciej próbki nie może przekroczyć 7 dni
- **Pobrane próbki do badań** należy dostarczyć do Punktu Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników WSSE w Bydgoszczy (parter, budynek E). Dni przyjmowania materiału badań:
  - **Poniedziałek, Środa 7:30 - 12:00**
  - **Wtorek 7:30 - 12:00 i 14:00 - 17:00**
- **Wyniki badań** można odbierać po 4 dniach roboczych od momentu dostarczenia ostatniej próbki:
  - **W WSSE w Bydgoszczy codziennie od 7:30 do 14:00, we wtorki do 17:00,**
- Przy odbiorze wyniku należy okazać dowód tożsamości, a także upoważnienie do odbioru wyników badań, jeśli zaistniała taka konieczność
- Zaleca się przygotować odliczoną kwotę należności

#### Instrukcja pobrania materiału

1. Kał należy oddać do czystego suchego naczynia
2. Pobrać materiał poprzez kilkukrotne zanurzenie i obrócenie bawełnianego końca wymazówki w kale (Ryc.1)
3. Wymazówkę umieścić w probówce z podłożem transportowym, tak aby pobrany materiał był w nim zanurzony (Ryc.2). Źle pobrany materiał dyskwalifikuje próbkę do badań!
4. Opisać probówkę imieniem i nazwiskiem oraz datą pobrania, przechowywać w warunkach chłodniczych (2-8°C)
5. Tak pobrane próbki należy dostarczyć w ciągu 48 h od pobrania pierwszego wymazu



#### Uwaga!



- **Nie należy umieszczać kału w probówce z podłożem transportowym!**
- W probówce należy umieścić tylko i wyłącznie wymazówkę, która posiada na całej powierzchni wacika widoczny **śląd kału**.
- Źle pobrany materiał dyskwalifikuje próbkę do badań!

### CZEŚĆ B – Badania od nosicieli, ozdrowieńców i osób ze styczności

- Wymazówki z podłożem transportowym oraz zlecenia na badania należy pobrać w PSSE w Bydgoszczy

#### Instrukcja pobrania materiału

1. Kał należy oddać do czystego suchego naczynia
2. Pobrać materiał poprzez kilkukrotne zanurzenie i obrócenie bawełnianego końca wymazówki w kale (Ryc.1)
3. Wymazówkę umieścić w probówce z podłożem transportowym, tak aby pobrany materiał był w nim zanurzony (Ryc.2). Źle pobrany materiał dyskwalifikuje próbkę do badań!
4. Opisać probówkę imieniem i nazwiskiem oraz datą pobrania, przechowywać w warunkach chłodniczych (2-8°C)
5. Tak pobrane próbki należy dostarczyć w ciągu 48 h od pobrania pierwszego wymazu



#### Uwaga!

- Nie należy umieszczać kału w probówce z podłożem transportowym!
- W probówce należy umieścić tylko i wyłącznie wymazówkę, która posiada na całej powierzchni wacika widoczny **śląd kału**.
- Źle pobrany materiał dyskwalifikuje próbkę do badań!