

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY

DZIAŁ LABORATORYJNY - ODDZIAŁ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

Wyciąg z załącznika nr 5 do PL-02/IR-01/LLD wydanie 3 załącznika z dnia 2025-04-22

7. Pobieranie i transport wymazu okołodbytniczego w kierunku owsicy i tasieńczy

Pakiety do wykonania wymazu okołodbytniczego wg metody Halla (NIH) i Grahama, przygotowywane w WSSE w Bydgoszczy, dostępne są w PPiWW WSSE w Bydgoszczy. Materiał do badania należy pobierać bezpośrednio po przebudzeniu się ze snu nocnego (najlepiej kiedy badany przebywa jeszcze w łóżku). Nie należy podmywać się przed pobraniem wymazu.

Zestawy do wykonania wymazu okołodbytniczego wg metody Halla (NIH) i Grahama:

- wg Halla (NIH) – do wykonania wymazu okołodbytniczego służy zestaw próbowkowy zawierający: próbkę plastikową oraz jałową wymazówkę, której końcówka dodatkowo owinięta jest kawałkiem przezroczystego celofanu przytwierdzonego do niej gumką (typu małej recepturki)
- wg Grahama – szkiełko podstawowe mikroskopowe z naklejonym paskiem przezroczystego przylepca (taśma klejąca) o szerokości ok. 2 cm, z zagiętym końcem na wąskiej krawędzi szkiełka

Do każdego pakietu dołączana jest informacja o sposobie pobrania wymazu - Załącznik nr 7 (wg Halla), Załącznik nr 8 (wg Grahama).

Pobrany wymaz powinien zostać dostarczony do PPiWW możliwie jak najszybciej, w razie braku takiej możliwości przechowywać w temp. $2 - 8^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, lecz nie dłużej niż 24 h. Badanie należy wykonać trzykrotnie w odstępach 2-3 dni.