

Instrukcja:

## **OGÓLNE ZASADY POBIERANIA I TRANSPORTU PRÓBEK ŻYWNOŚCI DO BADAŃ W LABORATORIUM BADAŃ ŻYWNOŚCI**

1. Próbkę do badań laboratoryjnych należy pobrać z zachowaniem zasad higieny.
2. Masa próbki powinna wynosić co najmniej 200 g lub 200 ml. W szczególnych przypadkach dopuszcza się mniejszą wielkość próbki, po uzgodnieniu z laboratorium.
3. Próbkę pobierać w warunkach, które nie wpływają na zmianę ich właściwości oraz:
  - w sposób zapewniający uzyskanie reprezentatywności w zakresie cech organoleptycznych, fizycznych i mikrobiologicznych,
  - w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie i zmianę cech próbek,
  - z wykorzystaniem sprzętu nie powodującego zmian organoleptycznych, fizycznych i mikrobiologicznych próbek.
4. Próbkę pobraną bez opakowań jednostkowych umieszczać w opakowaniach:
  - szczelnych, czystych, suchych i bezwonnych,
  - zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmianą jakości próbek, w tym ich cech organoleptycznych,
  - sterylnych, jednorazowego lub wielokrotnego użytku,
  - *pojemnik na próbki powinien być wypełniony w ilości nie większej niż ¾ pojemności.*
5. Próbkę pobraną bezpośrednio w fabrycznych opakowaniach jednostkowych, muszą być oryginalnie zamknięte, nieuszkodzone i czyste.
6. Pobrane próbki oznakować w jednoznaczny i czytelny sposób.
7. *Transport próbek powinien minimalizować wszelkie zmiany jakości próbek oraz chronić je przed uszkodzeniem.*
8. Transportować pobrane próbki w odpowiedniej temperaturze:
  - produkty trwałe: temperatura otoczenia (18°C- 27°C)
  - produkty mrożone i głęboko mrożone: poniżej -15°C, najlepiej poniżej -18°C,
  - inne produkty nietrwałe w temperaturze otoczenia ( 5°C ± 3°C),
  - próbki wymazów: w temperaturze od 1°C do 8°C.
9. Czas dostarczenia próbek do laboratorium powinien być jak najkrótszy, *ale* nie powinien przekroczyć 24 godzin.

\* Źródło informacji: norma PN-EN ISO 7218