



## Badania wirusów grypy

### PRZYJMOWANE PRÓBEK

Odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 11<sup>00</sup>

### ODBIÓR OSOBISTY SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ

Odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 13<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup>

Wykonywane są badania w kierunku:

Lp.	Rodzaj badania
1.	Grypa typu A, podtypu A/H1N1/pdm09, typu B - wykrywanie RNA wirusa metodą real time PCR.

### Przechowywanie i transport materiału klinicznego

#### Warunki ogólne

- Pobrany materiał powinien być dostarczony do laboratorium do **24 godzin**.
- Materiał pobrać nie później niż 7 dni od momentu wystąpienia objawów choroby.
- Próbkki muszą być szczelnie zamknięte, nieuszkodzone.
- Pojemniki z materiałem biologicznym do badań muszą być opisane nazwiskiem, imieniem, datą poboru oraz rodzajem zleconego badania.
- Do próbkki materiału musi być dołączone zlecenie, czytelnie wypełnione.
- Zlecenie na badania należy skutecznie zabezpieczyć przed skażeniem materiałem zakaźnym.
- Materiał należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej w temp. **2-8°C**.

#### Warunki szczególne

Lp.	Materiał kliniczny	Ilość próbek	Temperatura	Czas transportu
1.	wymazy w 1ml jałowej soli fizjologicznej lub PBS	3 wymazy (2 wymazy z nosa, 1 wymaz z gardła, w jednej probówce)	temp. 2-8°C	do 24 godzin
2.	aspirat odessany z nosowej części gardła, popłuczyny z drzewa oskrzelowego (BAL), 1-2ml	w zależności od zlecenia	temp. 2-8°C	do 24 godzin

## **Instrukcja poboru wymazów do badania**

### **1. Wymaz z gardła**

- Za pomocą sterylnego patyczka wymazowego pobrać wymaz z powierzchni migdałków oraz tylnej ściany gardła (bez dotykania powierzchni jamy ustnej).
- Uwzględnić pobór z miejsc objętych stanem zapalnym.
- Koniec patyczka wymazowego tuż przy zakrętce odłamać i umieścić w probówce wymazowej nie dotykając jej ścianek.

### **2. Wymazy z nosa (z obu nozdrzy)**

- Za pomocą sterylnego patyczka wymazowego pobrać wymaz z jednego nozdrza.
- Koniec patyczka wymazowego tuż przy zakrętce odłamać i umieścić w probówce wymazowej, w której znajduje się już wcześniej pobrany wymaz z gardła. Nie dotykać ścianek próbówki.
- Te same czynności powtórzyć przy pobraniu materiału z drugiego nozdrza - bez odłamywania patyczka.

### **UWAGA!**

**3 patyczki wymazowe (gardło + 2 nozdrza) umieścić w 1 probówce i dodać ok. 1ml soli fizjologicznej lub PBS.**

## **WYMAZ MUSI POBRAĆ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL MEDYCZNY**

### **UWAGA!**

W przypadku pacjentów intubowanych materiał do badań stanowią popłuczyny z drzewa oskrzelowego – BAL lub aspirat.

Materiał należy pobrać do jałowej próbówki w objętości 1 ml – 2 ml.

**W dni robocze po godzinie 15<sup>05</sup> oraz w dni wolne od pracy materiał biologiczny do badania w kierunku obecności wirusów grypy przyjmowany jest po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 32 3512300.**