

INSTRUKCJA DLA KLIENTÓW DOSTARCZAJĄCYCH WSKAŹNIKI KONTROLI SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI DO LABORATORIUM

- klient zakłada testy w urządzeniu sterylizującym zgodnie z instrukcją producenta,
- po skończonym cyklu sterylizacyjnym powinien dostarczyć je w czasie 2 godzin do laboratorium uważając, aby nie uległy naruszeniu i uszkodzeniu,
- jeżeli nie ma możliwości dostarczenia wskaźników w podanym czasie przechowywać w temperaturze lodówki od +2°C do +8°C do 24 godzin,
- do badanych próbek należy dołączyć wskaźnik kontrolny niepoddany procesowi sterylizacji tej samej serii co badane testy.