

Instrukcja dla Klienta**Pobieranie, przechowywanie, transport próbek kału, wymazu z kału i wymazu z odbytu do badań bakteriologicznych**

Rodzaj badania: bakteriologiczne	Rodzaj próbki		
	KAŁ (w jałowym pojemniku na kał)	WYMAZ Z KAŁU/lub WYMAZ z ODBYTU (w probówce z podłożem transportowym)	WYMAZ Z ODBYTU (w probówce z płynem konserwującym)
	Znakowanie pojemników : pojemnik opisany danymi pacjenta (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia)		
	Temperatura otoczenia		
	do 2 godz.	do 24 godz.	do 2 godz.
	Temperatura 4-8°C		
	do 2 godz.	do 72 godz.	
Zabezpieczenia w czasie transportu	Zamknięte pojemniki z kałem/ próbki z kałem/ wymazem zapakować w foliowe opakowanie i umieścić w opakowaniu zbiorczym oznakowanym jako materiał zakaźny, w warunkach uniemożliwiających jego uszkodzenie i zmianę właściwości np. termotorbie z zachowaniem odpowiedniej temperatury		
Sposób dekontaminacji w przypadku skażenia	Założyć rękawice ochronne. Przygotować preparat dezynfekcyjny. Usunąć zanieczyszczenie przy pomocy ligniny, wacika lub ręcznika papierowego. Przeprowadzić dezynfekcję powierzchni. Wytrzeć powierzchnię wilgotnym ręcznikiem. Zużyte ręczniki umieścić w pojemniku na odpady medyczne.		

KAŁ:

Kał oddać do czystego naczynia (basenu, nocnika) lub naczynia jednorazowego użycia np. talerz. Za pomocą łyżeczki/szpatułki z pojemnika na kał pobrać próbkę kału **wielkości orzecha laskowego**, najlepiej z trzech różnych miejsc wypróżnienia, przede wszystkim z domieszką krwi, śluzu lub ropy (jeśli występują). Przy płynnym stolcu wystarczy pobrać około 2-3 ml.

Próbkę kału dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin od pobrania ,

WYMAZ Z KAŁU:

Gdy przewidywany czas dostarczenia próbki do badania wynosi **ponad 2 godziny**, kał pobiera się wymazówką z zestawu transportowego zawierającego podłoże transportowe (Stuarta lub Amiesa). Wymazówki transportowe do pobrania w punkcie przyjmowania próbek lub do zakupu w aptece.

Próbkę wymazu z kału dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godzin w temperaturze otoczenia bez dopuszczenia do ich zamrożenia lub w ciągu 72 godz. w temp. 4-8°C

WYMAZ Z ODBYTU:

Otworzyć jałową wymazówkę. Wprowadzić wacik na długim trzonku (jałową wymazówkę). do odbytnicy poza zwieracz zewnętrzny. Wielokrotnie nim pokręcić. Na waciku powinny znaleźć się złuszczone fragmenty nabłonka końcowego odcinka jelita grubego.

Umieścić wymazówkę w jałowej probówce z niewielką ilością płynu konserwującego (około 1-2 ml buforu fosforowo-glicerynowego)

Dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 h

- lub w ciągu 24 godz. w przypadku wymazówki z podłożem transportowym (np.podłoże Stuarta lub Amiesa) przechowywanej w temp. otoczenia
- lub w ciągu 72 godz. w przypadku wymazówki z podłożem transportowym (np.podłoże Stuarta lub Amiesa) przechowywanej w temp. 4-8°C



brak śladu kału na waciku



ŹLE POBRANA PRÓBKA

wyraźny ślad kału na waciku



DOBRZE POBRANA PRÓBKA