

INSTRUKCJA POBRANIA PRÓBKI WYMAZU Z KAŁU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK Z RODZAJU SALMONELLA/SHIGELLA

Pobieranie próbki kału:

- ze świeżo oddanego kału za pomocą wymazówki pobrać próbkę (jeżeli w kale znajdują się zmiany patologiczne np. krew, zmiany ropne, śluz – to wymaz pobrać z tych miejsc), umieścić ją w probówce i szczelnie zamknąć korkiem.

Każdą probówkę należy opisać imieniem i nazwiskiem oraz datą pobrania materiału, włożyć do woreczka foliowego i wraz z wypełnionym zleceniem dostarczyć do laboratorium (**nie wkładać zlecenia do woreczka z pobraną próbką**).

UWAGA: Nie pobierać kału w trakcie terapii antybiotykowej oraz przed upływem 7 dni od jej zakończenia!

Transport i przechowywanie próbek:

- próbki na wymazówkach bez podłoża należy dostarczyć jak najszybciej od momentu pobrania (najlepiej w ciągu 2-3 godzin)
- próbki pobrane na wymazówki z podłożem transportowym należy dostarczyć do 48 godzin od momentu pobrania.

Próbki po pobraniu, a przed dostarczeniem do laboratorium, należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C.

Próbki wymazu z kału przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 do 12:00.

**mgr inż. Ryszard Trelka
DYREKTOR
PSSE w Przeworsku**