

Instrukcja dla Klienta
Pobieranie, przechowywanie, transport próbek kału do badań wirusologicznych.

Rodzaj badania: wirusologiczne	Rodzaj próbki				
	Maks. czas od pobrania do dostarczania próbki do laboratorium	KAŁ (w jałowym pojemniku na kał) z trzech różnych miejsc wypróżnienia, przede wszystkim z domieszką krwi, śluzu lub ropy			
		Znakowanie pojemników : pojemnik opisany danymi pacjenta (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia)			
		Temperatura			
		otoczenia	4-8°C	-20°C	-80°C
		do 2 godz.	do 24 godz.	Kilka dni	Powyżej tygodnia
		Zabezpieczenia w czasie transportu			
Zamknięte pojemniki z kałem/ próbki z kałem/ wymazem zapakować w foliowe opakowanie i umieścić w opakowaniu zbiorczym oznakowanym jako materiał zakaźny, w warunkach uniemożliwiających jego uszkodzenie i zmianę właściwości np. termotorbie z zachowaniem odpowiedniej temperatury					
Sposób dekontaminacji w przypadku skażenia		Założyć rękawice ochronne. Przygotować preparat dezynfekcyjny. Usunąć zanieczyszczenie przy pomocy ligniny, wacika lub ręcznika papierowego. Przeprowadzić dezynfekcję powierzchni. Wytrzeć powierzchnię wilgotnym ręcznikiem. Zużyte ręczniki umieścić w pojemniku na odpady medyczne.			

Aby prawidłowo pobrać próbkę kału do badania należy:

Kał oddać do czystego naczynia lub naczynia jednorazowego użycia np. talerz.

Nie należy pobierać kału bezpośrednio z muszli klozetowej!

Za pomocą łyżeczki z pojemnika transportowego pobrać próbkę wielkości orzecha laskowego, najlepiej z trzech różnych miejsc wypróżnienia, przede wszystkim z domieszką krwi, śluzu lub ropy (jeśli występują). Przy płynnym stolcu wystarczy pobrać około 2-3 ml. Do badań wirusologicznych próbkę kału należy pobrać w ostrej fazie choroby najlepiej 24-72h od pierwszych objawów klinicznych, dostarczyć bezpośrednio do laboratorium , lub przechowywać w temperaturze ok. 4°-8C do następnego dnia lub zamrozić i przechowywać w temperaturze -20 °C kilka dni, dłuższe przechowywanie próbek w temperaturze -80⁰