

## **WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY**

### **DZIAŁ LABORATORYJNY – ODDZIAŁ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ**

Wyciąg z załącznika nr 5 do PL-02/IR-01/LLD wydanie 4 załącznika z dnia 26.03.2026, a także wyciąg z załącznika nr 7 do PL-02/IR-01/LLD wydanie 1 załącznika z dnia 27.02.2023.

#### **Wymaz okołodbytniczy w kierunku owsicy i tasiemczycy**

Pakiety do wykonania wymazu okołodbytniczego wg metody Halla (NIH) przygotowywane w WSSE w Bydgoszczy, dostępne są w PPPiWW WSSE w Bydgoszczy.

Materiał do badania należy pobierać bezpośrednio po przebudzeniu się ze snu nocnego (najlepiej kiedy badany przebywa jeszcze w łóżku). Nie należy podmywać się przed pobraniem wymazu.

Do wykonania wymazu okołodbytniczego służy zestaw próbowkowy zawierający: próbówkę plastikową oraz jałową wymazówkę, której końcówka dodatkowo owinięta jest kawałkiem przezroczystego celofanu przytwierdzonego do niej gumką (typu małej recepturki).

Przed pobraniem materiału, należy celofan zwilżyć lekko wodą - staje się on wówczas bardziej lepki, następnie końcem wymazówki owiniętej w celofan dokonać pobrania wymazu poprzez kilkakrotne wycieranie ruchem obrotowym skóry fałd odbytu (nie należy pobierać kału!). Wymazówkę umieścić ponownie w plastikowej próbowce.

Pobrany wymaz powinien zostać dostarczony do PPPiWW możliwie jak najszybciej, w razie braku takiej możliwości przechowywać w temp.  $2 - 8\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ , lecz nie dłużej niż 24 h. Badanie należy wykonać trzykrotnie w odstępach 2-3 dni.