

**Pobieranie kału do badań molekularnych w kierunku toksynotwórczych szczepów *Clostridium difficile***

- kał pobrać do jałowego pojemnika kałowego w ilości 1/3 wysokości pojemnika i dostarczyć do laboratorium, najlepiej w dniu pobrania
- pojemnik opisać nazwiskiem, imieniem, datą i godziną pobrania
- próbkę przechowywać do 24 godzin od chwili pobrania w temperaturze od +2°C do +8°C
- w przypadku konieczności przechowania próbki powyżej 24 godzin, próbkę przechowywać w temperaturze – 20°C.