

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

TESTY IMMUNOENZYMATYCZNE			
Lp.	Nazwa towaru	Wielkość opakowania	Ilość zam. op.
1	Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał anty-hantawirusowych w klasie IgM w surowicy ludzkiej – 2 zestawy a' 96 analiz. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla antygenów Hantawirusów (szczepy: Hantaan, Dobrava, Puumala), brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami. W składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytki z opłaszczonymi dołkami. Bufor do rozcieńczania próbek zawierający IgG/RF absorbent, jako substrat stosowane TMB/H2O2, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania. Odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/620 nm. Wyniki testu półilościowe. W zestawie minimum: kalibrator, kontrola pozytywna i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek. Certyfikat kontroli jakości w formie protokołu. Znak zgodności CE IVD. Instrukcja w języku polskim. Test dedykowany na aparat EUROIMMUN Analyser I-2P	zestaw 96 analiz	2

2	Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał anty-hantawirusowych w klasie IgG w surowicy ludzkiej – 2 zestawy a' 96 analiz. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgG dla rekombinowanych antygenów Hantawirusów (szczepy: Hantaan, Dobrava, Puumala), brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami. W składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytki z opłaszczonymi dołkami. Jako substrat stosowane TMB/H2O2, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania. Odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/630 nm. Wyniki testu ilościowe. W zestawie minimum 3 kalibratory, kontrola pozytywna i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek. Certyfikat kontroli jakości w formie protokołu. Znak zgodności CE IVD. Instrukcja w języku polskim. Test dedykowany na aparat EUROIMMUN Analizer I-2P.	zestaw 96 analiz	2
---	--	------------------	---

Pakiet nr 2

MATERIAŁY CERTYFIKOWANE			
Lp.	Nazwa towaru	Wielkość opakowania	Ilość zam. op.
1	Certyfikowany referencyjny materiał, pasta pomidorowa z zawartością kadmu od 0,1 - 0,5 mg/kg, ołowiu od 0,3 - 0,5 mg/kg; cyny od 200 - 300 mg/kg, producent spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 lub równoważnej	50 g.	2