

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY**  
**DZIAŁ LABORATORYJNY**  
**ODDZIAŁ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ**

Wyciąg z załącznika nr 5 do PL-02/IR-01/LLD wydanie 1 załącznika z dnia 2023-02-27

#### **4. Pobieranie i transport krwi w kierunku badań serologicznych**

Krew należy pobierać zgodnie z procedurą pobierania krwi stosowaną w jednostkach służby zdrowia, w sposób jałowy do probówek bez konserwantów, ewentualnie ze środkami przyspieszającymi wykrzepianie krwi. Krew należy pobierać ze świeżego wkłucia do żyły w ilości ok. 4-5 ml pełnej krwi.

Okolicę miejsca wkłucia przetrzeć sterylnym gazikiem nasączonym odpowiednim preparatem do dezynfekcji skóry. Odczekać do wyschnięcia skóry. Ponownie okolicę miejsca wkłucia przetrzeć nowym sterylnym gazikiem nasączonym preparatem dezynfekcyjnym. Odczekać do wyschnięcia skóry.

PPPiWW przyjmuje do badań serologicznych krew pełną pobraną od pacjenta (możliwie na czczo) na skrzep lub surowicę krwi. Objętość dostarczonej pełnej krwi wynosi ok. 4 ml, surowicy ok. 1 ml. Pobrane próbki należy dostarczyć do PPPiWW maksymalnie do 3 dni (krew) lub 7 dni (surowicę) od pobrania.

Do czasu przekazania do PPPiWW pobrany materiał należy przechowywać: - krew, surowicę - w warunkach chłodniczych  $2-8\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1$ , - surowicę - jeżeli musi być przechowywana dłużej niż 1 tydzień w temperaturze poniżej  $-20^{\circ}\text{C}$ .

Do badań serologicznych w kierunku enterowirusów krew od chorego należy pobierać dwukrotnie: - w ostrym okresie choroby oraz po 10-14 dniach (okres rekonwalescencji).