

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY

DZIAŁ LABORATORYJNY - ODDZIAŁ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

Wyciąg z załącznika nr 5 do PL-02/IR-01/LLD wydanie 3 załącznika z dnia 2025-04-22

6. Pobieranie i transport próbek kału w kierunku obecności pasożytów przewodu pokarmowego oraz antygenów *Giardia intestinalis* i *Cryptosporidium*.

Próbkę należy pobierać za pomocą łopatką dołączonej do pojemnika transportowego. Zaleca się pobranie próbki z trzech różnych miejsc oddanego kału. Pojemnik powinien być wypełniony od 1/3 do 1/2 jego pojemności, zarówno w przypadku stolców o konsystencji stałej, jak i płynnej. Należy pobrać widoczną krew, śluz lub ropę, jeśli są w kale. Dla celów diagnostycznych zaleca się przynajmniej trzykrotne pobranie kału i badanie w odstępach 2 – 3 dniowych, co zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia form rozwojowych pasożytów, zwłaszcza cyst pierwotniaków, które wydalone są nieregularnie.

Widoczne makroskopowo formy pasożytnicze zaleca się wyizolować z kału i dostarczyć do Laboratorium w osobnym pojemniku, w niewielkiej ilości wody.

Próbki kału oraz makroskopowo widoczne formy pasożytnicze należy dostarczyć do Laboratorium w ciągu 24 godzin od pobrania. Próbki do momentu dostarczenia ich do Laboratorium przechowywać w temperaturze $2 - 8\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Wyjątkowo kał biegunkowy (szczególnie jeśli jest wodnisty) należy dostarczyć w czasie nieprzekraczającym 60 minut od pobrania. Zalecenie to jest bezwzględnie przestrzegane w przypadku pacjentów powracających z terenów tropikalnych i subtropikalnych.