

ZASADY POBIERANIA PRÓBEK DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH (w kierunku Salmonella Shigella)

Kał do badań w kierunku nosicielstwa Salmonella Shigella należy **pobierać w trzech, kolejno następujących po sobie dniach** (1 próbka = 1 dzień). Zaleca się pobieranie materiału do badań o możliwie tej samej porze w kolejnych dniach.

W każdym dniu należy **pobrać próbkę kału wielkości ziarna grochu**, do jednorazowego, sterylnego pojemnika z podłożem transportowym.

UWAGA!!!

Przy pobieraniu materiału do badań mikrobiologicznych **na wolno dotykać** dłońmi **sterylnej (jałowej) próbówki** tylko jej uchwyty (korka).

Przed i po poborze materiału do badań laboratoryjnych **należy zachować właściwą higienę rąk**.

POBIERANIE KAŁU

1. Przed pobraniem kału do badań laboratoryjnych należy opisać próbkę imieniem, nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania materiału.
2. Przed pobraniem kału należy oddać kał do czystego pojemnika, naczynia jednorazowego użytku (np. talerz) lub na papier - **NIE WOLNO POBIERAĆ KAŁU Z MUSZLI KLOZETOWEJ**.

W przypadku gdy nie jest możliwe (z przyczyn fizjologicznych) pobranie grudki kału, dopuszcza się pobranie wymazu (na patyczku z wacikiem musi być widoczny ślad kału).

3. Odkręcić plastikowy korek próbówki.
4. Za pomocą patyczka z wacikiem (wymazówki) należy pobrać niewielką ilość próbki kału (wielkości ziarna grochu).
5. Wymazówkę z materiałem (kałem) umieścić w jałowej próbówce i szczelnie ją zamknąć.
6. Do czasu przekazania próbówki z materiałem do badań laboratoryjnych (do PSSE w Świdnicy) należy przechowywać ją w warunkach chłodniczych (od 2°C do 8°C).