

ZAKRES BADAŃ PRÓBEK WODY

do zlecenia nr OL-W.9052.

.2026. wykonania badań

w Laboratorium Badań Wody PSSE w Lesznie.

Tab. 1. Oznaczenia fizykochemiczne i sensoryczne

Badana cecha	Metoda badawcza	Zakres pomiarowy	Nr próbki nadany przez Klienta	Kod laboratoryjny próbki
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 metoda D Metoda wizualna	(2,5 – 70) mg/l Pt		
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna	(0,10 – 10,0) NTU		
Zapach w 23±2 °C	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	1 TON		
Smak w 23±2 °C ¹⁾		1 TFN		
Przewodność elektryczna właściwa w 25 °C	PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna	(100 – 3000) µS/cm		
pH	PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna	4,0 – 10,0		
Amonowy jon	PN-ISO 7150-1:2002 Metoda spektrofotometryczna	(0,13 – 10,0) mg/l		
Azotany	PN-82/C-04576.08 ²⁾ Metoda spektrofotometryczna	(0,44 – 150) mg/l		
Azotyny	PN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna	(0,033 – 15,0) mg/l		
Fluorki	PN-78/C-04588/03 ²⁾ Metoda potencjometryczna	(0,10 – 2,00) mg/l		
Chlorki	PN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa	(20 – 400) mg/l		
Siarczany	PN-ISO 9280:2002 Metoda wagowa	(20 – 500) mg/l		
Mangan	Instrukcja producenta HACH metoda LCW 032 wydanie 1, 11/2019 Metoda spektrofotometryczna	(20 – 1000) µg/l		
Żelazo ogólne	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 Metoda spektrofotometryczna	(50 – 10000) µg/l		
Indeks nadmanganianowy	PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa	(2,0 – 10,0) mg/l O ₂		
Cyjanki [N]	Instrukcja producenta HACH metoda 8027, wydanie 9, 01/2014 Metoda spektrofotometryczna	(0,007 – 0,100) mg/l		
Twardość ogólna	PN-ISO 6059:1999 Metoda miareczkowa	(20 – 650) mg/l CaCO ₃		
Wapń	PN-ISO 6058:1999 Metoda miareczkowa	(5 – 200) mg/l		
Magnez	PN-C-04554-4:1999 Załącznik A (z obliczeń)			

Wartość wykraczająca poza akredytowany zakres pomiarowy w sprawozdaniu z badań zostanie przedstawiona jako rezultat badania.

Wyniki zaprezentowane w postaci < dolnego zakresu pomiarowego akredytowanej metody nie stanowią jednocześnie granic oznaczalności poszczególnych analitów, z wyjątkiem barwy, mętności i cyjanków.

¹⁾smak oznaczany jest tylko w próbkach, w których wykluczono obecność mikroorganizmów chorobotwórczych i/lub liczba progowa zapachu wynosi <1, wartość barwy jest ≤20 mg Pt/l i wartość mętności jest ≤2,0 NTU.²⁾norma wycofana przez PKN bez zastąpienia, spełnia wymagania cech charakterystycznych metody określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748)

[N] – badanie nie jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609, ale spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Tab. 2. Oznaczenia mikrobiologiczne

Badana cecha	Metoda badawcza	Nr próbki nadany przez Klienta	Kod laboratoryjny próbki
Liczba <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej*		
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 Metoda NPL*		
Liczba enterokoków kałowych ³⁾	PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej		
Liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym w temperaturze 36 °C ⁴⁾⁵⁾	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)		
Liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym w temperaturze 22 °C ⁴⁾⁵⁾			
Liczba <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	PN-EN ISO 16266:2009 Metoda filtracji membranowej		

³⁾ enterokoki kałowe - enterokoki jelitowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

⁴⁾ liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym - liczba kolonii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

⁵⁾ Temperatura inkubacji: (36±2) °C; czas inkubacji: (44±4) h

⁶⁾ Temperatura inkubacji: (22±2) °C; czas inkubacji: (68±4) h

* niepotrzebne skreślić

Obszar regulowany prawnie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748)

.....
Podpis przekazującego próbki

.....
Podpis przyjmującego próbki