

INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU DO BADAŃ W KIERUNKU PASOŻYTÓW JELITOWYCH

Kał należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia.

W przypadku wcześniejszego stosowania:

- antybiotyków lub leków przeciwpasożytniczych, kał należy pobrać po upływie dwóch tygodni od zakończenia leczenia,
- radiologicznych środków kontrastowych, kał należy pobrać po upływie 48 godzin od zakończenia stosowania tych środków.

Dla celów diagnostycznych zaleca się przynajmniej trzykrotne pobranie i badanie kału w odstępach 2-3 dniowych, co zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia form rozwojowych pasożytów.

Materiał z okolic odbytu (w celu wykrycia jaj owsika ludzkiego) należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia i ponownie dwa tygodnie po jego zakończeniu dla celów kontrolnych.

1. Pobieranie kału:

- kał oddać do suchego i czystego, najlepiej jednorazowego, pojemnika lub na czysty papier (bądź z wykorzystaniem zestawu do pobierania kału),
- materiał pobrać do pojemnika za pomocą łopatkki ,
- próbka nie może być zanieczyszczona moczem, wodą lub glebą,
- zaleca się pobranie próbki z trzech różnych miejsc oddanego kału, szczególnie o zmienionym wyglądzie (śluz, krew lub ropa),
- ze względu na możliwość fermentacji pojemnik powinien być wypełniony od 1/3 do 1/2 jego pojemności,
- pojemnik zawierający materiał do badań należy opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta, datą i godziną pobrania materiału,
- próbki kału należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godzin od pobrania (przechowywać w temperaturze 4-10°C; wyjątkowo kał biegunkowy (szczególnie jeżeli jest wodnisty) należy badać do 60 minut po jego oddaniu.

2. Pobieranie wymazu w kierunku owsicy:

- oderwać celofan od szkiełka,
- lepką stronę przylepca przykleić jak najgłębiej w okolice odbytu,
- celofan przykleić równomiernie na jednej stronie szkiełka,
- pobrany wymaz należy dostarczyć do laboratorium tego samego dnia w temperaturze pokojowej.

Wymaz należy pobrać wcześniej rano, przed myciem i oddaniem kału, z fałdów okołoodbytniczych. Szkiełko podstawowe wraz z przylepcom celofanowym pacjent otrzymuje w laboratorium.

3. Pobieranie form dorosłych pasożytów:

- widoczne makroskopowo formy pasożytnicze wyizolować z kału i dostarczyć do laboratorium w osobnym pojemniku, w niewielkiej ilości wody.