

Sposób pobrania i dostarczenia materiału do badań

TAK POBRANY KAŁ NIE BĘDZIE PRZYJĘTY



**BARDZO
ŹŁE**



ŹŁE



**BARDZO
DOBRCZE**

Instrukcja pobierania, przechowywania i transportowania próbek materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych

Kał lub wymaz z kału na posiew.

1. Kał lub wymaz z kału do badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella pobierać w ciągu trzech możliwie kolejno po sobie następujących dni.
2. Próbkę kału pobrać ze świeżo oddanego stolca w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego do jałowego pojemnika (tzw. „kałówki”). Wymaz z kału należy pobrać za pomocą jałowej wymazówki (z zestawu transportowego) ze świeżo oddanego stolca a następnie wymazówkę umieścić w podłożu transportowym. Pojemniki szczelnie zamknąć korkiem/ nakrętką, opisać imieniem, nazwiskiem, datą pobrania próbki i kolejnym numerem o ile jest więcej niż jedna oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem np. umieścić w woreczku foliowym. Do czasu transportu przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od produktów żywnościowych, z uniemożliwionym dostępem przez osoby niepowołane, Próbki kału przechowywać nie dłużej niż 48 h od pobrania próbki natomiast próbki wymazu z kału przechowywać nie dłużej niż 72 h w temperaturze około 4°C -8°C.
3. Dostarczyć do laboratorium w pozycji pionowej w ciągu od 2-3 h, w temperaturze otoczenia.
4. Od osób chorych zaleca się pobranie kału lub wymazu z kału lub wymazu z odbytu i dostarczenie go do laboratorium w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 2 h. od pobrania próbki.
5. W razie uszkodzenia pojemnika zawierającego próbkę należy umieścić ją w woreczku foliowym, woreczek zabezpieczyć przed otwarciem, dokładnie umyć ręce wodą i mydłem i w ciągu 2h dostarczyć próbkę w temperaturze otoczenia do Punktu Przyjmowania Próbek Mikrobiologicznych i Wydawania Sprawozdań okienko 126 parter w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku celem jej unieszkodliwienia.