

Instrukcja
pobierania próbek kału do badań bakteriologicznych metodą wymazu z kału

1. wymaz z kału (do karty zdrowia) należy pobrać z 3 kolejnych dni.
2. naczynie, do którego ma być oddany stolec przeznaczony do badania, dokładnie umyć środkami myjącymi, wypłukać wodą i wyparzyć wrzątkiem.
3. Umyć dokładnie ręce.
4. Wymaz z kału należy pobrać za pomocą wymazówki na zestaw transportowy (Stuarta, Amiesa, Carry-Blaira). Wymazówki można zakupić w aptece.
5. Próbkę kału należy pobrać wyjętą z zestawu wymazówką (patyczek z wacikiem) uważając, aby nie dotykać wacikiem niczego oprócz kału. Wymazówkę zagłębić w świeżo pobranym kale w kilku różnych miejscach kilkakrotnie obracając ją. Następnie, natychmiast po pobraniu, umieścić w żelowym podłożu transportowym dołączonym do zestawu.
6. W przypadku kału biegunkowego pobierać materiał z obecnością śluzu, ropy, krwi.
7. Wymazówki po pobraniu próbki kału umieścić w kopercie, kopertę zakleić, podpisać imieniem i nazwiskiem.
8. Do każdej próbki dołączyć wypełnione zlecenie dostępne w punkcie oddawania prób w PSSE Szczytno. Zlecenia nie wkładać do koperty!
9. Tak pobraną próbę należy jak najszybciej dostarczyć do punkt przyjmowania prób w PSSE Szczytno, a w przypadku braku takiej możliwości można ją przechować:
 - w temp. 18-25°C nie dłużej niż 24 godziny
 - w temp. 4-8°C nie dłużej niż 72 godziny od pobranie pierwszej próbki.