


Instrukcja pobierania próbek kału do badań bakteriologicznych

1. Należy zakupić np. w aptece 3 wymazówki z podłożem transportowym.
2. Pobrać 3 zlecenia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie bądź ze strony internetowej PSSE w Szczytnie <http://www.gov.pl/web-szczytno/punkt-przyjmowania-prob>.
3. Wymazy należy pobierać przez 3 kolejne dni w następujący sposób:
 - wymazówka 1 (pobrana pierwszego dnia) – opisana imieniem i nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania;
 - wymazówka 2 (pobrana drugiego dnia) – opisana imieniem i nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania;
 - wymazówka 3 (pobrana trzeciego dnia) – opisana imieniem i nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania;
 - do momentu dostarczenia wymazów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie próbki przechowywać w lodówce (w temperaturze 4-8°C) – nie dłużej niż 72 godziny od pobrania pierwszej próbki
4. Sposób pobierania:
 - kał należy oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia;
 - za pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału tak, aby materiał wyraźnie widoczny na waciku;



wacik z wyraźnym śladem kału



próbówka z podłożem transportowym

- należy uważać, aby nie dotykać wacikiem niczego oprócz kału;
 - wymazówkę włożyć do próbówki z żelem, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania i schować do lodówki.
5. Po pobraniu trzeciej próbki wszystkie wymazówki umieścić w kopercie, kopertę zakleić i podpisać imieniem i nazwiskiem (do koperty nie należy wkładać zleceń).
 6. Do Punktu Przyjmowania Prób dostarczyć zamkniętą kopertę z wymazami oraz 3 zlecenia na badania.
 7. Próbkę kału przyjmowane są od poniedziałku do środy w godzinach 08:00 do 10:00.